



GOLDEN Cloud+™

Disponible avec le NOUVEAU
massage suédois Nirvana™ avec
technologie HeatWave™ !



NIRVANA™
SWEDISH MASSAGE

Le Cloud+
PR511
Présenté en Brisa® Coffee Bean
avec support pour tablette en option

GOLDEN

VOUS POSITIONNER POUR LA VIE

Tous les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe II.



Rich Golden photographié avec ses enfants, membres de la troisième génération de la Golden Team ! De gauche à droite : Rich Jr., Alyssa, Rich et Mike.

UN MESSAGE DE RICH GOLDEN, PDG

Depuis 1985, nous fabriquons des fauteuils releveurs et inclinables qui repoussent les limites de l'imaginaire. Mon père, Robert Golden, Sr., et son ami, Fred Kiwak, partageaient la même vision : créer les fauteuils les plus avancés, les plus complets et les plus confortables jamais conçus pour le marché médical, avec pour mission de « bien faire les choses dès le départ », un engagement qui reste d'actualité aujourd'hui.

Découvrez nos options de positionnement brevetées et notre technologie d'assise pour comprendre pourquoi vous bénéficierez du meilleur confort de votre vie ! MaxiComfort® Positioning a créé le premier fauteuil releveur Zero Gravity. Notre technologie Twilight Tilt a été la première à offrir la possibilité de surélever vos jambes au-dessus du cœur tout en répartissant uniformément le poids du corps entre l'assise et le dossier.

Golden est le seul fabricant de fauteuils releveurs à proposer une option de levage droit conçue pour permettre d'autres options de transfert en toute sécurité avec l'aide d'un soignant, en se levant droit au lieu de s'incliner vers l'avant pour s'asseoir et se lever du fauteuil. De plus, notre système de diagnostic SmartTek®, de série sur tous les fauteuils inclinables Golden, utilise des voyants LED pour aider à diagnostiquer l'état électrique du fauteuil.

Nous sommes fiers de fabriquer les fauteuils inclinables électriques préférés des Américains, pour votre famille et la nôtre.

DORÉ

Numériser vers
en savoir plus
à propos de
Golden



LES FAUTEUILS INCLINABLES ÉLECTRIQUES GOLDEN SONT LA MARQUE N° 1 AUX ÉTATS-UNIS !

- 1 **LE PLUS PUISSANT DU SECTEUR**
 - Cadre en érable du Nord ou mélange de bois dur de qualité mobilier à tous les points de tension
 - Double chevillage aux points de tension
 - Blocs à onglets renforcés
 - Agrafé et collé
- 2 **SUPER SOUTIEN**
 - Rembourrage en microfibre Dacron soufflé à la main, surdimensionné et conjugué
- 3 **EMPOCHÉ SIÈGE À BOBINE**
 - (De série sur la plupart des modèles.)
- 4 **Ressorts de siège LONGUE DURÉE**
 - 5 ressorts standard de calibre 8
- 5 **SOLIDE ET DURABLE**
 - Mécanisme à ciseaux en acier de calibre 9
- 6 **STABILITÉ ET SOUTIEN**
 - Pieds antidérapants réglables, béquilles arrière*
 - (*Disponible sur certains modèles.)



NOTRE VISION...

Pour créer les produits les plus innovants et les plus confortables qui mettent votre vie et celle de votre famille en mouvement.

Tous les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe I.

Confort Golden

Les « zones de confort » brevetées de Golden ont révolutionné la façon dont les consommateurs perçoivent le confort. Il s'agit de zones exclusives, réglables et offrant un bon soutien, qui permettent de s'incliner sans contrainte. Faites un essai et découvrez comment améliorer votre bien-être physique et optimiser votre sensation de confort.



La zone 1 aide à soulager les muscles et les articulations du bas du corps grâce au mouvement quadridirectionnel du siège et au repose-pieds réglable.



La zone 2 permet de soulager les tensions et les contraintes exercées sur le haut du corps en ajustant le dossier selon vos besoins. Associée à la zone 1, elle crée notre positionnement breveté MaxiComfort®.



La zone 3 aide à soulager les tensions grâce à un appui-tête réglable qui soutient la position naturelle de votre cou, de vos épaules et de votre colonne vertébrale.



La zone 4 offre un soutien lombaire réglable pour aider à soulager la pression sur votre colonne vertébrale tout en permettant à vos muscles lombaires de se reposer et de se régénérer.



La zone 5 aide à stimuler la circulation sanguine, à relâcher les tensions musculaires et à soulager les douleurs articulaires grâce à la technologie brevetée Twilight Tilt, unique en son genre. Découvrez un confort inégalé et une sensation d'apesanteur comme vous n'en avez jamais connue auparavant !

Comfort Zone™
by GOLDEN

Les dispositifs médicaux de classe I conçus par Golden Technologies sont destinés à aider les personnes souffrant d'un handicap physique.

Scannez pour
apprendre
plus d'informations
sur
Zones de confort !



Golden détient plusieurs BREVETS sur notre technologie, ce qui nous permet d'offrir une expérience de confort EXCLUSIVE.



Le fauteuil releveur ORIGINAL avec positionnement MaxiComfort® BREVETÉ



Le fauteuil releveur ORIGINAL avec Technologie Twilight Tilt brevetée



Le SEUL fauteuil releveur avec Système de diagnostic breveté SmartTek®
(De série sur tous les modèles.)



Le SEUL fauteuil releveur avec Option de levage droit pour un transfert en toute sécurité
(De série sur tous les modèles.)





Améliorez votre bien-être et votre confort

AVEC MASSAGE À L'AIR SUÉDOIS NIRVANA™

AVEC LA THÉRAPIE INFRAROUGE LOINTAIN HEATWAVE™ POUR TOUT LE CORPS

EXCLUSIVEMENT PAR GOLDEN



NIRVANA™
SWEDISH MASSAGE





DÉTEND | ALLONGE | APAISE



Représente
Zones Nirvana™.

Représente
Zones de
thermothérapie.



Chambres de massage suédoises à air gonflables Nirvana™ - disponibles UNIQUEMENT chez Golden !

NIRVANA



Rechercher une vidéo.



Qu'est-ce que Nirvana™ ? Massage aérien suédois ?

Nirvana offre un massage suédois doux et complet des tissus mous grâce à dix chambres à air qui ciblent plus de 500 pouces carrés de votre corps. Il dispose de commandes séparées pour le massage et la chaleur au niveau des lombaires, des fessiers et des ischio-jambiers, ainsi que de deux modes pour un massage apaisant ou étirant, vous permettant d'ajuster et de personnaliser votre niveau de confort pour un bien-être total du corps et de l'esprit.

Voyez-le. Ressentez-le. Croyez-le.

Rendez-vous chez votre distributeurs autorisés pour assister à une démonstration en direct de Cloud+. Cette technologie brevetée est disponible UNIQUEMENT sur les fauteuils inclinables Golden



Qu'est-ce que la technologie HeatWave™ ?

Cette technologie innovante utilise des ondes lumineuses infrarouges lointaines invisibles pour diffuser une chaleur thérapeutique de vos épaules à vos pieds, qui pénètre jusqu'à 7,5 cm dans les tissus corporels. Elle peut aider à réduire l'inflammation, soulager les douleurs articulaires, atténuer les tensions musculaires, améliorer la circulation sanguine et favoriser la guérison des blessures, le tout sans ondes lumineuses ultraviolettes nocives.



DÉTEND | ALLONGE | APAISE

Bienfaits pour la santé du massage suédois Nirvana™ avec technologie HeatWave™

Le massage suédois apaisant et la chaleur infrarouge lointain pénétrante agissent ensemble pour détendre et étirer les muscles, soulageant ainsi les raideurs qui peuvent résulter d'une position assise prolongée. Cette combinaison de thérapies transportera votre corps et votre esprit dans un état de béatitude, vous redonnant ainsi toute votre énergie votre corps de l'intérieur. L'utilisation conjointe des technologies Nirvana et HeatWave favorise une relaxation plus profonde, un sommeil plus réparateur et aide le corps à réagir plus calmement au stress tout au long de vos journées bien remplies.



Appuie-tête électrique



Puissance Lombaire



Le rajeunissement
Cette position a entraîné un
Réduction de 22 %
en pression par rapport à la
position assise.



Rester assis pendant de longues périodes peut souvent causer de l'inconfort, en raison de la pression constante exercée sur le bas du corps. D'une simple pression sur un bouton, Redistribuez votre poids et donnez à votre bas du corps une chance de se régénérer.

Notre position rajeunissante brevetée :


- Transfère la pression de votre siège vers votre dos
- Soulage les points de pression causés par une position prolongée
- Favorise la circulation sanguine, permettant ainsi au bas du corps de se reposer et de récupérer.

Fauteuils inclinables électriques avec système breveté

Technologie Twilight en position de rajeunissement

Position assise

Rajeunir la position



Disponible uniquement sur les chaises équipées de la

Le Cloud™

UN MODÈLE DE CHAISE, TROIS TAILLES, JUSQU'À CINQ ZONES DE CONFORT RÉGLABLES

Le Cloud™ offre un confort inégalé grâce à un coussin de chaise longue en mousse à mémoire de forme au contour unique et à un système d'assise ergonomique conçu pour un soutien et une relaxation à long terme. Notre siège baquet sur mesure, notre dossier moelleux et nos accoudoirs en mousse à mémoire de forme haute densité garantissent le summum de la détente. Les options de positionnement sont infinies grâce à notre technologie brevetée 5-Zone Twilight Tilt et à son système de positionnement. appui-tête réglable et soutien lombaire — tous facilement contrôlables grâce à notre commande manuelle programmable exclusive AutoDrive™.

PR515, PR517
& PR510
Tissus standard :



Les modèles PR515 et PR517 sont équipés d'un appui-tête et d'un soutien lombaire articulés.

Le Cloud™
PR515
Moyen/Grand
Présenté dans
Brisa® Coffee
Bean*



Ascenseur droit
Standard sur
Tous les modèles



Moyen/Grand

Moyennement large
(PR510 uniquement)



TWILIGHT

The Cloud™ PR515-SME et PR515-MLA
5 zones avec technologie Twilight® et positionnement MaxiComfort®



Améliorez le PR515 avec la technologie HeatWave™ ou le massage thérapeutique Deluxe avec chaleur et vibrations.



Le Cloud™ PR517-MLA
4 zones avec positionnement MaxiComfort®



Mettez à niveau le PR517 avec HeatWave™ Technologie ou chaleur thérapeutique de luxe & Massage vibrant.



Capacité de charge de 600 lb sur le NOUVEAU PR510-MXW !
Le Cloud™ PR510-SME, PR510-MLA et PR510-MXW
2 zones avec positionnement MaxiComfort®




Améliorez le PR510 avec la technologie HeatWave™ ou le massage thérapeutique Deluxe avec chaleur et vibrations. HeatWave exclu. sur le PR510-MXW.



Rechercher une vidéo.



Rechercher une vidéo.



Calypso (TCP)




Camel (TCM)



Hazelnut (THA)



Shiraz (TSZ)



Sterling (TST)

*Des frais supplémentaires s'appliquent sur le tissu Brisa®. Tous les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe I.

Appuie-tête électrique



Puissance Lombaire



Le rajeunissement
Cette position a entraîné un
Réduction de 22 %
en pression par rapport à la
position assise.

Le Cloud™
PR527
Présenté dans Slate



Rester assis pendant de longues périodes peut souvent causer de l'inconfort, en raison de la pression constante exercée sur le bas du corps. D'une simple pression sur un bouton, Redistribuez votre poids et donnez à votre bas du corps une chance de se régénérer.

Notre position rajeunissante brevetée :


- Transfère la pression de votre siège vers votre dos
- Soulage les points de pression causés par une position assise prolongée
- Favorise la circulation sanguine, permettant ainsi au bas du corps de se reposer et de récupérer.

Fauteuils inclinables électriques avec système breveté
Technologie Twilight en position de rajeunissement

CARTOGRAPHIE DE PRESSION

Position assise

Rajeunir la position



Disponible uniquement sur les chaises équipées de la technologie Twilight.

Le Cloud Luxe™

UN MODÈLE DE CHAISE, DEUX TAILLES, JUSQU'À CINQ ZONES DE CONFORT RÉGLABLES

Le fauteuil inclinable électrique de luxe Cloud™ allie un design classique à des caractéristiques innovantes telles qu'un dossier ultra-moelleux et rembourré, des accoudoirs en mousse à mémoire de forme et un siège baquet en mousse à mémoire de forme au contour unique qui enveloppe vos hanches et favorise une posture saine. Options de positionnement sont infinies grâce à notre système de positionnement à 5 zones, qui comprend notre technologie Twilight brevetée, le positionnement MaxiComfort® breveté, un appui-tête réglable et un soutien lombaire. Améliorez votre confort et votre bien-être en ajoutant notre massage suédois Nirvana™ Swedish Air Massage avec la technologie HeatWave™ à infrarouge lointain pour tout le corps ou le massage Deluxe Heat et Vibrating.



NOUVEAU DESIGN AU DOS



Le PR527 est équipé d'un appui-tête et d'un soutien lombaire articulés.

Le Cloud™ PR527
Petit/Moyen
Affiché à l'encre



TWILIGHT


The Cloud™ PR527-SME et PR527-MLA
5 zones avec technologie Twilight® et positionnement MaxiComfort®



Améliorez le PR527 avec le massage suédois Nirvana™ avec technologie HeatWave™, la technologie HeatWave™ seule ou la chaleur thérapeutique Deluxe. & Massage vibrant.

NOUVEAU MOTIF !

PR527
Tissus standard :



Ascenseur droit Standard sur Tous les modèles



Petit/Moyen



Moyen/Grand



*Des frais supplémentaires s'appliquent sur le tissu Brisa®. Tous les fauteuils releveurs Golden sont Dispositifs médicaux de classe I. 9

Appuie-tête électrique



Puissance Lombaire



EZ Sleeper™ Slim
PR764
Présenté dans Lagoon

Le rajeunissement
Cette position a entraîné un
Réduction de 22 %
en pression par rapport à la
position assise.



Rester assis pendant de longues périodes peut souvent causer de l'inconfort, en raison de la pression constante exercée sur le bas du corps. D'un simple pression sur un bouton, Redistribuez votre poids et donnez à votre bas du corps une chance de se régénérer.

Notre position rajeunissante brevetée :


- Transfère la pression de votre siège vers votre dos
- Soulage les points de pression causés par une position assise prolongée
- Favorise la circulation sanguine, permettant ainsi au bas du corps de se reposer et de récupérer.

Fauteuils inclinables électriques avec système breveté Technologie Twilight en position de rajeunissement

CARTOGRAPHIE DE PRESSION

Position assise

Rajeunir la position



Disponible uniquement sur les chaises équipées de la technologie Twilight.

EZ Sleeper™

DEUX STYLES DE SIÈGES, DEUX TAILLES, JUSQU'À CINQ ZONES DE CONFORT RÉGLABLES

Le EZ Sleeper présente un look moderne avec un dossier ajusté et des accoudoirs élégants, tandis que le coussin moelleux de la chaise longue et le siège à ressorts ensachés offrent des heures de confort inégalé. Les options de positionnement sont infinies grâce à notre système breveté.

Technologie et positionnement Twilight Tilt à 5 zones, appuie-tête réglable et soutien lombaire — le tout facilement accessible grâce à notre commande manuelle programmable exclusive AutoDrive™.

PR750, PR761
& PR764
Tissus standard :

Calypso (TCP)

Camel (TCM)

Hazelnut (THA)

Shiraz (TSZ)

Sterling (TST)



EZ Sleeper™ Slim
PR764
Affiché dans Sparrow



Moyen/Grand
PR761



Moyen
PR750 et PR764



TWILIGHT

EZ Sleeper™ PR761-MLA
Le EZ Sleeper Slim PR764-MED
5 zones avec technologie Twilight
& Positionnement MaxiComfort®



Le EZ Sleeper Slim PR750-MED
4 zones avec positionnement MaxiComfort®



Améliorez les modèles PR761, PR764 et PR750 grâce à la technologie HeatWave™ ou à la fonction Deluxe Therapeutic Heat & Vibrating Massage (chaleur thérapeutique et massage par vibrations).



Améliorez les modèles PR761, PR764 et PR750 grâce au NOUVEAU massage suédois Nirvana™ avec technologie HeatWave™.



Ascenseur droit
Standard sur
Tous les modèles

AUTODRIVE



Rechercher une
vidéo.

CRÉPUSCULE



Rechercher une
vidéo.

*Des frais
supplémentaires
s'appliquent.
sur le tissu Brisa®.

Tous les fauteuils releveurs
Golden sont
Dispositifs médicaux de classe I. 11



Éveillez vos sens


PRÉSENTATION DU NOUVEAU

GOLDEN Cloud+™

Disponible avec le NOUVEAU Nirvana™ Swedish Massage à l'air avec technologie HeatWave™ !



Chambres de massage suédois à air gonflables Nirvana™.



Le Cloud+ PR511
 Présenté dans Brisa® Coffee Bean* en taille moyenne.
 Le mannequin « Bette » mesure 1,68 m.



Le Cloud+

UN MODÈLE DE CHAISE, QUATRE TAILLES, JUSQU'À CINQ ZONES DE CONFORT RÉGLABLES

Le Cloud+ avec massage suédois NIRVANA™ et technologie HeatWave™ offre le CONFORT THÉRAPEUTIQUE, les FONCTIONNALITÉS et LES ACCESSOIRES PRATIQUES (voir page suivante) les PLUS COMPLETS de tous les fauteuils releveurs électriques disponibles sur le marché ! Vous apprécierez les options de réglage illimitées de notre système de positionnement 4-Zone Comfort Zone, doté de notre système breveté MaxiComfort® Positioning qui offre un confort personnalisable grâce à un repose-pieds, un dossier, un appui-tête et un soutien lombaire réglables, le tout facilement géré par notre commande manuelle exclusive AutoDrive™.



Zone 1 LOWER BODY
Zone 2 UPPER BODY
Zone 3 HEADREST
Zone 4 LUMBAR
Zone 5 TWILIGHT TILT


TWILIGHT

Le Cloud+ PR525-SMA, MED & LAR
5 zones avec technologie Twilight® et positionnement MaxiComfort®

Améliorez le PR525 avec le massage suédois Nirvana™ avec technologie HeatWave™, la technologie HeatWave™ seule ou la chaleur thérapeutique Deluxe & Massage vibrant.

NIRVANA SWEDISH MASSAGE
HEAT WAVE TECHNOLOGY

COMFORT 5 ZONES



Zone 1 LOWER BODY
Zone 2 UPPER BODY
Zone 3 HEADREST
Zone 4 LUMBAR
Zone 5 TWILIGHT TILT

Le Cloud+ PR511-SMA, MED, MXW et LAR
4 zones avec positionnement MaxiComfort®

Coussin de chaise longue infusé de gel !

Améliorez le PR511 avec le massage à l'air suédois Nirvana™ et la technologie HeatWave™.

NIRVANA SWEDISH MASSAGE
HEAT WAVE TECHNOLOGY

COMFORT 4 ZONES



Soutien supplémentaire pour les coudes en position inclinée !

Le Cloud+ PR511
Présenté en Brisa® Graine de café*

Voir la page suivante pour les caractéristiques et accessoires standard et en option !

PR511 et PR525
Tissus standard :

Calypso (TCP)

Camel (TCM)

Hazelnut (THA)

Shiraz (TSZ)

Sterling (TST)



Ascenseur droit Standard sur Tous les modèles



Petit

Moyen

Moyen large (PR511 unique)

Grand

NIRVANA



Rechercher une vidéo.

ACCESSOIRES



Rechercher une vidéo.

CLOUD+



Rechercher une vidéo.

*Des frais supplémentaires s'appliquent sur le tissu Brisa®. Tout en or les fauteuils releveurs sont Matériel médical de classe I Appareils. 13

Éveillez vos sens

ACCESSOIRES STANDARD ET OPTIONNELS

Grâce à ces accessoires pratiques, vous VERREZ mieux, ENTENDREZ plus clairement, GOÛTEREZ avec élégance, SENTIREZ des parfums rafraîchissants et, d'une simple pression sur un bouton, trouverez des positions reposantes et revigorantes qui vous offriront des expériences multisensorielles et stimulantes !

VOIR
mieux



Profitez d'une lecture confortable grâce à l'appuie-tête réglable et à la lampe de lecture LED.

Flex Light ou chat vidéo avec le pratique mode mains libres

Support pour tablette + chargeur

ENTENDRE
plus clair



Branchez-vous et montez le son avec l'enceinte audio Bluetooth lumineuse

GOÛT
avec
élégance



La saveur à portée de main avec le porte-boisson et plateau de service, porte-verres à pied et bol multicolore illuminé

ODEUR
parfums
rafraîchissants



Détendez-vous et relaxez-vous avec l'aromathérapie en utilisant le Diffuseur d'huiles essentielles

Confort breveté au
TOUCH
d'un bouton



Découvrez la douceur de nos tissus tout en transportant votre corps dans n'importe quelle position relaxante grâce à notre commande manuelle exclusive AutoDrive™

Le Cloud+

LE CLOUD+ ACCESSOIRES STANDARD ET OPTIONNELS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD & ACCESSOIRES INCLUS

(Voir schéma et images ci-dessous.)

- Massage suédois Nirvana™ avec technologie HeatWave™
- Deux compartiments de rangement sous les bras
- Port de chargement USB
- Port d'alimentation
- Chargeur de téléphone sans fil
- Porte-boisson
- Lampe de lecture à LED
- Table plateau de majordome

Compartiment de rangement sous le bras
Inclus

Port de chargement USB
Inclus

Sans fil
Chargeur de téléphone
Inclus

Port d'alimentation
Inclus

Compartiment de rangement sous le bras
Inclus

Porte-boisson
Inclus

Port de rangement latéral pour table de service
Inclus

ACCESSOIRES



Rechercher une vidéo.

FONCTIONNALITÉS OPTIONNELLES & ACCESSOIRES MISES À NIVEAU

(Voir schéma et images ci-dessous.)

- Ventilateur de refroidissement
- Flex Light
- Enceinte Bluetooth
- Bol multicolore lumineux
- Support et chargeur pour tablette
- Diffuseur d'huiles essentielles
- Porte-verre à pied

Représente Zones Nirvana™.

Représente Zones de thérapie.



OPTIONS STANDARD



Mises à niveau facultatives



Le fauteuil releveur préféré des
depuis plus de 20 ans !



Le Comforter
PR535
Affiché dans Anchor



 GOLDEN



Pat M. | Avis Google

« Le PR535 est une version améliorée et optimisée du fauteuil que nous avons acheté pour ma mère il y a 15 ans. Il est confortable, silencieux et très bien construit. Nous adorons notre nouveau Chaise dorée. »

PROUDLY MADE

BY AMERICANS
with Domestic & Imported Materials

Le Comforter

UN MODÈLE DE CHAISE, QUATRE TAILLES, JUSQU'À DEUX ZONES DE CONFORT RÉGLABLES

PETITES OU GRANDES, NOUS LES FABRIQUONS TOUTES ! Notre collection de longue date de fauteuils inclinables électriques, disponibles en plusieurs tailles, propose désormais un design contemporain et des tissus somptueux ! Vous découvrirez notre célèbre série Comforter sous un tout nouveau jour. Le modèle PR545 est équipé de notre technologie brevetée Twilight Tilt et de la position exclusive Zero Gravity Plus (ZG+).

PR535 et PR531
Tissus standard :



Le Consolateur
PR535
Affiché dans Port



PR535-PSA, PR535-MED, PR535-LAR et PR535-TAL
2 zones avec positionnement MaxiComfort®



Mise à niveau avec chaleur thérapeutique de luxe & Massage vibrant.




PR531-PSA, PR531-MED, PR531-LAR et PR531-TAL
1 zone pour un levage et une inclinaison pratiques




Mise à niveau avec chaleur thérapeutique de luxe & Massage vibrant.




Anchor (EAC)



Bittersweet (EBS)



Oxford (EOX)



Port (EPO)



Sandstorm (ESS)



Ascenseur droit
Standard sur
Tous les modèles



Petite / Petite



Moyen



Grand



Tall

small to TALL
WE BUILD THEM ALL

AUTODRIVE



Rechercher une
vidéo.
Exclut PR531

Tout en or
fauteuils
releveurs
de classe I
Dispositifs
médicaux.

Le Comforter Large

UN MODÈLE DE CHAISE, CINQ TAILLES, JUSQU'À DEUX ZONES DE CONFORT RÉGLABLES

Une chaise inclinable large est parfaite pour ceux qui ont besoin de plus d'espace entre les accoudoirs. Fabriquées à partir de composants de la plus haute qualité pour un levage et un inclinaison fiables et stables, ces chaises offrent une capacité de poids allant jusqu'à 600 lb.

Tous les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe II.

PR535 et PR531
Tissus standard :



Capacité de charge de 600 lb sur le NOUVEAU PR535-LXW !
PR535-MXW et -LXW
2 zones avec positionnement MaxiComfort*



Mise à niveau avec chaleur thérapeutique de luxe & Massage vibrant.



PR531-SXW, -MXW et -TALL WIDE TXW
1 zone pour un relevage et une inclinaison pratiques



Mise à niveau avec chaleur thérapeutique de luxe & Massage vibrant.

Le Comfortable Large
PR535-MXW
Présenté à Oxford

small to TALL
WE BUILD THEM ALL



Petit Large
PR531-SXW
Capacité de 375 lb



Moyen large
PR531-MXW
Capacité de 500 lb



Grand Large
PR531-TXW
Capacité de 500 lb




Moyen large
PR535-MXW
Capacité de 500 lb




Grand Large
PR535-LXW
Capacité de 600 lb




Anchor (EAC)



Bittersweet (EBS)



Oxford EOX)



Port (EPO)



Sandstorm (ESS)



Ascenseur droit
Standard sur
Tous les modèles



AUTODRIVE



Rechercher une vidéo.
Exclut PR531

Le Relaxer

UN MODÈLE DE CHAISE, TROIS TAILLES, DEUX ZONES DE CONFORT RÉGLABLES

Le Relaxer est le fauteuil releveur électrique MaxiComfort® original. Ce fauteuil est doté d'un luxueux dossier à trois coussins en cascade avec des fermetures éclair individuelles pour un confort personnalisable qui soulage la pression et améliore la circulation. Un coussin de chaise longue complet soutient le bas du corps et les jambes, le tout facilement contrôlé par notre commande manuelle exclusive AutoDrive™.



Personnalisez votre confort en ajustant le rembourrage dans le dos en cascade à fermeture éclair!



PR766 SMA, MED et LAR
2 zones avec positionnement MaxiComfort®



Mise à niveau avec chaleur thérapeutique de luxe & Massage vibrant.



Le Relaxant
PR766
Présenté dans Brisa® Coffee Bean*



Ascenseur droit
Standard sur
Tous les modèles



Petit



Moyen




Grand



PR766
Tissus standard :



Camel (TCM)



Hazelnut (THA)



Shiraz (TSZ)



Sterling (TST)



*Des frais supplémentaires s'appliquent sur le tissu Brisa®.

AUTODRIVE



Rechercher une vidéo.

Tous les fauteuils releveurs Golden sont Dispositifs médicaux de classe I.



DeLuna
SERIES

Le Titan
PL449
Présenté en Maple



Keith F. | Avis Google

« J'ai reçu cette chaise en cadeau et je l'adore depuis. Elle est très résistante et très confortable.

J'ai hâte chaque jour de l'utiliser.

Le Titan

UN SEUL MODÈLE DE SIÈGE, UNE SEULE TAILLE, JUSQU'À CINQ ZONES DE CONFORT RÉGLABLES

Le Titan est un modèle élégant et moderne qui offre un confort exceptionnel et des fonctionnalités pratiques. Les accoudoirs profilés sont équipés d'un porte-gobelet intégré, d'un chargeur sans fil pour smartphone et d'une table amovible. Les options de positionnement sont infinies avec notre technologie brevetée Twilight Tilt à 5 zones et son positionnement, son appui-tête réglable et son soutien lombaire, le tout facilement accessible grâce à notre commande manuelle programmable exclusive AutoDrive™.

Tous les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe I.


DeLuna
SERIES

PL449


Tissus standard :

Pas de croisement tissus disponibles.

Graphite (SGR)



Maple (SMA)



Le Titan
PL449
Présenté dans
Maple



Moyen



Ascenseur droit
Standard sur
Tous les modèles

AUTODRIVE



Rechercher une
vidéo.



Appuie-tête
électrique
& Lombaire



Porte-
gobelet



Sans fil
intelligent
Chargeur de
téléphone




Table amovible

* Ces modèles ont été conçus et développés à Old Forge, en Pennsylvanie, puis assemblés en Chine à partir de composants Golden.


DeLuna
SERIES



Le Rhea
PL442
Présenté en Umber



Le Rhea

UN MODÈLE DE CHAISE, DEUX TAILLES, JUSQU'À CINQ ZONES DE CONFORT RÉGLABLES

Évadez-vous du quotidien avec The Rhea. Doté d'un dossier rembourré, d'un coussin moelleux et d'accoudoirs ouverts, il comprend un porte-gobelet, deux compartiments de rangement et un port USB pour plus de commodité. Profitez d'options de positionnement infinies grâce à notre système de positionnement 4-Zone Comfort Zone, doté de notre technologie brevetée MaxiComfort® Positioning qui offre un confort personnalisable avec un repose-pieds, un dossier, un appui-tête et un soutien lombaire réglables, le tout facilement gérable grâce à notre système exclusif AutoDrive™ Commande manuelle. Le Rhea est équipé de série de la technologie HeatWave™ qui diffuse une chaleur thérapeutique apaisante par rayonnement infrarouge lointain des épaules jusqu'aux pieds, pour une relaxation totale.

Tous les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe I.



PR447, PL447 et PL442

Tissus standard :

Pas de croisement tissus disponibles.

Lagoon (SLA)

Umber (SUM)

Sand (ASD)*

Stone (AST)*

*PL447 uniquement



Le Rhea
PR447
Présenté dans
Lagoon



TWILIGHT
PR447-MED* & LAR* / PL447-MED
5 zones avec technologie Twilight
& Positionnement MaxiComfort®



De série avec massage suédois Nirvana™ et technologie HeatWave™



PR442-MED* et LAR*
4 zones avec positionnement MaxiComfort®



Standard avec technologie HeatWave™.

Voir les pages 14 et 15 pour Plus d'accessoires en option

ACCESSOIRES



Rechercher une vidéo.



Ascenseur droit Standard sur Tous les modèles



Moyen



Grand

Accessoires standard




majordome Table à plateau



LED Lampe de lecture



Porte-gobelet et compartiment de rangement



HeatWave™ Technologie



Réglable Appui-tête



Téléphone sans fil Chargeur et stockage Compartiment

* Ces modèles ont été conçus et développés à Old Forge, en Pennsylvanie, puis assemblés en Chine à partir de composants Golden.

La Dioné

UN MODÈLE DE CHAISE, DEUX TAILLES, QUATRE OPTIONS DE CONFORT

Le fauteuil inclinable électrique de luxe Dione offre un design élégant avec un dossier rembourré et surpiqué, un coussin moelleux et de nombreuses fonctionnalités standard pour vous offrir des heures de confort inégalé. Profitez d'options de positionnement infinies grâce à notre système de positionnement 4-Zone Comfort Zone, qui comprend notre système breveté MaxiComfort® Positioning pour un confort personnalisable avec repose-pieds, dossier, appui-tête et soutien lombaire réglables, le tout facilement contrôlable grâce à notre télécommande exclusive AutoDrive™.



La Dioné
PL446
Affiché en Fog





PL446-MED* et LAR*
4 zones avec positionnement MaxiComfort®

Tous les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe I.



PL446
Tissus standard :
Pas de croisement
tissus disponibles.



AUTODRIVE



Rechercher une
vidéo.



Ascenseur droit
Standard sur
Tous les modèles



Moyen



Grand



Appui-tête
électrique



Power Lombaire



Port de chargement
USB

* Ces modèles ont été conçus et développés à Old Forge, en Pennsylvanie, puis assemblés en Chine à partir de composants Golden.

L'Aurora

UN MODÈLE DE CHAISE, TROIS TAILLES, UNE OPTION DE CONFORT

Le fauteuil inclinable électrique Cambridge, très apprécié, est doté de notre système exclusif de tailles hybrides pour un meilleur ajustement. Le Cambridge est doté d'un dossier en forme de biscuit offrant un bon soutien et d'une assise moelleuse et confortable pour des heures de détente.

Tous les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe I.



L'Aurora
PL480
Affiché dans Anchor




PL480-SMA*, MED* et LAR*
1 zone pour un relevage et une inclinaison

PL480

Tissus standard :

Pas de croisement
tissus disponibles.



Ascenseur droit
Standard sur
Tous les modèles



Petit



Moyen



Grand

* Ces modèles ont été conçus et développés à Old Forge, en Pennsylvanie, puis assemblés en Chine à partir de composants Golden.

L'Elara

UN MODÈLE DE CHAISE, DEUX TAILLES, UNE OPTION DE CONFORT

Le modèle Elara est doté d'un dossier offrant un confort maximal et d'une conception élégante des coutures. Il est équipé d'un coussin de chaise longue offrant un bon soutien et d'un port USB sur la télécommande. Disponible dans de nouveaux tissus luxueux s'harmonisant avec tous les styles de décoration.

Tous les fauteuils releveurs Golden sont des dispositifs médicaux de classe I.

DeLuna
SERIES

PL118

Tissus standard :

Pas de croisement
tissus disponibles.




L'Elara
PL118
Présenté à Lakefront




PL118-MSM* et LAR*

1 zone pour un relevage et une inclinaison pratiques



Antler (IAN)



Lakefront (ILA)



Umber (SUM)



Moyen/Petit



Grand



Ascenseur droit
Standard sur
Tous les modèles

* Ces modèles ont été conçus et développés à Old Forge, en Pennsylvanie, puis assemblés en Chine à partir de composants Golden.

Golden propose des tissus pour fauteuils inclinables de la plus haute qualité


Reconnus comme les meilleurs tissus performants respirants au monde, Brisa® et Brisa® Distressed offrent un confort et une durabilité inégalés. Ces tissus se caractérisent par leur souplesse, leur aspect légèrement texturé et leur système de ventilation intégré qui favorise la circulation de l'air. Brisa et Brisa Distressed sont méticuleusement conçus pour dépasser toutes les attentes.

À VIE
GARANTIE

Éléments de Brisa


Une palette parfaitement assortie pour faire entrer la beauté de l'extérieur à l'intérieur.

Terre — Des nuances riches et organiques célèbrent notre amour pour les matériaux naturels et nous ancrent dans la réalité.



Brisa Distressé

Buckskin (UBS)



Brisa Distressé

Bridle (UBR)



Brisa

Beetroot (UBE)



Brisa

Coffee Bean (UCB)



Brisa


Black Onyx (UBO)

Eau — Des nuances intemporelles qui représentent les profondeurs des mers ouvertes.



Brisa

Crème (UCR)




Brisa

Bleu Sterling (USB)




Brisa

Arctic (UAR)



Brisa


Night Navy (UNN)



Brisa Distressé


Iron (UIR)

Le vent — Qu'il s'agisse d'une brise chaude et apaisante ou d'un air frais et doux, le vent symbolise le renouveau et la guérison.



Brisa Distressé

Ranchwood (URW)



Brisa Distressé

Saddle (USA)



Brisa

Shiitake (USH)



Brisa

Dill (UDI)




Brisa

Celery (UCE)

REMARQUE : veuillez examiner tous les tissus Golden Fabrics en personne pour plus de précision.

*Un supplément s'applique sur le tissu Brisa®.



Notre tissu luxueux Brisa® est fabriqué à l'aide de la technologie Takumi™.

Tirant son nom du mot japonais « artisan », ce procédé innovant permet aux ingénieurs de maîtriser les performances directement dans chaque couche, en les combinant en un système unifié qui garantit une adhérence durable et une longue durée de vie.

Couche superficielle

Ajoute une durabilité extrême tout en étant facile à entretenir et nécessitant peu d'entretien. Protège contre les taches. Repousse les liquides et l'humidité.

Couche supérieure

Résines polycarbonates uniques, conçues pour offrir une résistance maximale à l'hydrolyse. Pigments de qualité pour une couleur éclatante et durable.

Couche de micro-mousse

Structure en mousse de polycarbonate pour plus de confort. Le transfert élevé de l'humidité offre un confort thermique optimal pour la régulation de la température corporelle.

Substrat

Les fibres de rayonne renforcées, ou mélanges, assurent la stabilité dimensionnelle. La base supérieure offre des performances élevées et facilite le rembourrage.

BRISA



Rechercher un vidéo.

TOUS LES
TISSUS



Rechercher un vidéo.

Zones de confort	Nom	Modèle	Capacité de poids	Taille totale de largeur	Taille totale de grandeur	Largeur du siège	Hauteur dorsale du siège	Largeur du siège	Longueur totale du sol au haut de la chaise	Extension inclinée du haut du dossier au repose-pieds	Massage par chaleur et vibrations Option	Vague de chaleur Option	Massage Nirvana avec option HeatWave	Rallonge pour repose-pieds Option*	Ascenseur droit Option
5	Cloud avec Twilight	PR515-PME	180 kg	35.5"	44"	23.5"	20"	18.5"	28"	43"	Oui	Oui	Non	Oui	Standard
5	Cloud avec Twilight	PR515-MLA	180 kg	39.5"	46.5"	23.5"	21.5"	20"	31"	43"	Oui	Oui	Non	Oui	Standard
5	Cloud + avec Twilight	PR525-SMA	180 kg	37.5"	43"	23"	20"	19"	28"	43"	Oui	Oui	Standard	Oui	Standard
5	Cloud + avec Twilight	PR525-MED	180 kg	37.5"	46"	23"	21"	21"	30"	43"	Oui	Oui	Standard	Oui	Standard
5	Cloud + avec Twilight	PR525-LAR	180 kg	39"	48"	25"	22"	22"	32"	44"	Oui	Oui	Oui	Oui	Standard
5	Cloud Luxe avec Twilight	PR527-PME	180 kg	38.5"	44"	23.5"	19.5"	20.5"	29"	42"	Oui	Oui	Oui	Non	Standard
5	Cloud Luxe avec Twilight	PR527-MLA	180 kg	38.5"	47"	23.5"	21.5"	22.5"	32"	43"	Oui	Oui	Oui	Non	Standard
5	EZ Sleeper avec Twilight	PR761-MLA	180 kg	34"	46"	22"	21"	21"	30"	43"	Oui	Oui	Non	Oui	Standard
5	EZ Sleeper Slim avec Twilight	PR764-MED	180 kg	33.5"	45.5"	22.5"	20"	22"	30"	42"	Oui	Oui	Oui	Non	Standard
5	Titan avec Twilight	PR449-MED	180 kg	38.5"	46"	20.5"	20.5"	21"	31"	43"	Non	Non	Non	Non	Standard
5	Rhea avec Twilight	PR447-MED	180 kg	37"	45"	22"	20"	21"	29"	43"	Non	Non	Standard	Non	Standard
5	Rhea avec Twilight	PR447-LAR	180 kg	39"	50"	24"	21"	22"	33"	44"	Non	Non	Standard	Non	Standard
5	Venice	P447-MED	180 kg	37"	45"	22"	20"	21"	29"	43"	Non	Non	Standard	Non	Standard
4	EZ Sleeper Slim	PR750-MED	180 kg	33.5"	45.5"	22.5"	20"	22"	30"	42"	Oui	Oui	Oui	Non	Standard
4	Cloud	PR517-MLA	180 kg	38"	48"	20"	20"	21.5"	32"	46"	Oui	Oui	Non	Oui	Standard
4	Cloud+ Petit	PR511-SMA	180 kg	37.5"	43"	23"	20"	19"	28"	43"	Non	Non	Standard	Oui	Standard
4	Cloud+ Moyen	PR511-MED	180 kg	37.5"	46"	23"	21"	21"	30"	43"	Non	Non	Standard	Oui	Standard
4	Cloud+ Large moyen	PR511-MXW	600 livres	43.5"	45.5"	29"	21"	22"	30"	42.5"	Non	Non	Standard	Oui	Standard
4	Cloud+ Grand	PR511-LAR	180 kg	39"	48"	25"	22"	22"	32"	44"	Non	Non	Standard	Oui	Standard
4	Rhea	PL442-MED	180 kg	37"	45"	22"	20"	21"	29"	43"	Non	Standard	Non	Non	Standard
4	Rhea	PL442-LAR	180 kg	39"	50"	24"	21"	22"	33"	44"	Non	Standard	Non	Non	Standard
4	Dione	PL446-MED	180 kg	34"	43.5"	22"	20.5"	21"	28"	42.5"	Non	Non	Non	Non	Standard
4	Dione	PL446-LAR	180 kg	35"	46"	22.5"	22"	21.5"	30"	44"	Non	Non	Non	Non	Standard
2	Cloud	PR510-PME	180 kg	33.5"	41"	18"	19"	19.5"	27"	43"	Oui	Oui	Non	Non	Standard
2	Cloud	PR510-MLA	180 kg	38"	48"	20"	20"	21.5"	32"	46"	Oui	Oui	Non	Oui	Standard
2	Cloud large moyen	PR510-MXW	600 livres.	45"	48"	29"	21"	22"	32"	44"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
2	Relaxer	PR766-SMA	180 kg	34"	41.5"	18.5"	19.5"	19.5"	26"	43"	Oui	Non	Non	Non	Standard
2	Relaxer	PR766-MED	180 kg	36"	44.5"	20.5"	20"	20.5"	28.5"	44"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
2	Relaxer	PR766-LAR	180 kg	38.5"	48"	22.5"	22"	22.5"	29.5"	47"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
2	Comforter Petite	PR535-PSA	180 kg	32"	40"	21"	20"	19"	26"	40"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
2	Comforter moyenne	PR535-MED	180 kg	32"	42"	21"	20"	19"	27"	41"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
2	Comforter grande taille	PR535-LAR	180 kg	34"	43"	23"	21"	21"	29"	42"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
2	Comforter haute	PR535-TAL	180 kg	34"	48"	23"	23"	21"	31"	45"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
2	Comforter large moyenne	PR535-MXW	500 livres.	38"	45"	27"	20"	20"	30"	43"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
2	Couette large moyenne	PR535-LXW	600 livres.	40"	44.5"	29"	20"	21.5"	30"	43"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
1	Comforter Petite Petite	PR531-PSA	180 kg	31.5"	40"	21"	19"	19"	27"	41"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
1	Comforter moyenne	PR531-MED	180 kg	32"	41"	21"	20"	19"	27"	41"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
1	Comforter grande taille	PR531-LAR	180 kg	34.5"	44"	23"	21"	20.5"	28.5"	42"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
1	Comforter haute	PR531-TAL	180 kg	34"	47"	23"	22.5"	22"	30.5"	47"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
1	Comforter large petite	PR531-SXW	180 kg	34"	40.5"	23"	19.5"	20"	27"	40"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
1	Comforter large moyenne	PR531-MXW	500 livres.	38"	43.5"	27"	20.5"	20.5"	29"	42"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
1	Comforter large et haute	PR531-TXW	500 livres.	40"	47.5"	29"	22"	22"	32"	46"	Oui	Non	Non	Oui	Standard
1	Aurora Small	PR480-SMA	180 kg	31"	40.5"	20"	18"	18.5"	27"	41"	Non	Non	Non	Non	Standard
1	Aurora moyen	PR480-MED	180 kg	33"	42.5"	21.5"	19"	20.5"	29"	41"	Non	Non	Non	Non	Standard
1	Aurora grande	PR480-LAR	180 kg	35"	45.5"	23.5"	20.5"	22"	31"	42"	Non	Non	Non	Non	Standard
1	Elara	PL118-MSM	180 kg	32"	43"	21"	18.5"	21"	29"	42"	Non	Non	Non	Non	Standard
1	Elara	PL118-LAR	180 kg	34"	46"	23"	19.5"	21"	31"	42"	Non	Non	Non	Non	Standard

Remarque : la documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

*Peut fonctionner différemment selon le modèle.