



## Buzzaround GP130



Le nouveau fauteuil roulant électrique pliable Buzzaround CarryOn est vraiment dans une classe à part ! Ce fauteuil roulant électrique est super portable et il est doté d'un rayon de braquage de 21 po. et de roues motrices centrales pour une autonomie et une maniabilité optimales, ce qui en fait le partenaire parfait pour votre prochaine aventure. Notre connectivité PowerLink™ exclusive rend le montage et le démontage super facile ! La suspension à quatre roues indépendantes et le châssis articulé sans ressorts assurent une conduite souple à l'intérieur comme à l'extérieur. Le CarryOn est doté d'une capacité de poids de 300 lb, de phares, d'un feu arrière et d'accoudoirs texturés à toucher doux. Profitez d'une grande autonomie de 12,5 miles grâce à la batterie 12,5 AH lithium-ion qui peut être retirée et emportée comme bagage à main lors de voyages en avion, en bateau ou en train. La pièce la plus lourde pèse 46 lb (sans le siège et la batterie) et le fauteuil peut se replier à une hauteur de 10 po. pour faciliter le stockage dans de petits espaces. Vivez pleinement avec le fauteuil électrique Carry On !



### Couleurs standards :



Red Velvet  
(Installé)



Costal Blue  
(Inclus dans la boîte)

Seulement 46 lb !\*

\*Sans le siège et la batterie

Le fauteuil roulant électrique le plus portable, pliable et léger à roues motrices centrales !

Rayon de braquage très serré !

### Éléments standards :

- Roues motrices centrales pour une maniabilité et un contrôle optimaux
- Suspension à quatre roues indépendantes
- Châssis articulé sans ressorts
- Port USB
- Phares et feu arrière
- Accoudoirs réglables en largeur
- Accoudoirs texturés à toucher doux
- Repose-pieds inclinable
- Batterie 12,5 AH Lithium-ion avec un boîtier de transport (accès facile, convenable aux voyages en avion)
- Connectivité PowerLink™ pour un montage et un démontage facile
- Panier de stockage amovible
- Étuis de couleur facilement interchangeables



Fauteuil roulant électrique

## FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PLIABLE

<b>Numéro de modèle</b>	<b>GP130</b>
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	300 lb
Roues motrices	Centre
Vitesse maximale	3,85 mi/h
Autonomie <sup>1</sup>	12,5 miles
Garde au sol	2 po.
Rayon de braquage	21 po.
Type de batterie	12,5 AH Lithium-Ion
Couleurs	Rouge, Bleu
Mode roue libre	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Hors-bord, 2A
Contrôleur	40A
<b>Dimensions :</b>	
Longueur	38 po.
Largeur	24 po.
Hauteur (sol jusqu'au haut du dossier du siège)	34,25 po.
Sol jusqu'au haut du siège	21 po.
<b>Poids de l'unité (assemblé)</b>	<b>74 lb</b>
Base	46 lb
Siège	22 lb
Batterie	6 lb
<b>Pneus :</b>	
Roues motrices	7,75 po.
Roulettes	5,5 po.
<b>Siège :</b>	
Hauteur du dossier (pas d'appui-tête)	15,5 po.
Largeur x profondeur	18 po. x 17 po.
Couleur	Noir
<b>Garantie :</b>	
Châssis	5 ans
Motopropulseur	13 mois
Électroniques <sup>2</sup>	13 mois
Batterie	12 mois

<sup>1</sup> Autonomie de la batterie à 200 lb, elle variera dépendamment de la pesantueur de l'utilisateur, la surface de conduite, le terrain et le type de batterie.

<sup>2</sup> La garantie des électroniques exclut la batterie



Batterie et sac de transport de batterie standard



Le fauteuil se replie à une hauteur de 10 po. pour faciliter le stockage dans de petits espaces.

Le texte est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des changements au produit ou au texte à tout moment.



Téléphone : 800-265-9615

[www.goldentechnologies.ca](http://www.goldentechnologies.ca)



Suivez-nous sur Facebook

[www.facebook.com/goldentechcanada](http://www.facebook.com/goldentechcanada)

FR-SHT-GP130-CAN-0326