



## Couleurs standard :



Red



Blue

## BuzzAbout GP164

# BUZZABOUT

Profitez du luxe à plein temps en déplacement dans le nouveau BuzzAbout! Parfait pour les voyages, le fauteuil roulant électrique BuzzAbout est dans une classe à part dans notre série populaire de produits de mobilité BuzzAround. Le BuzzAbout est doté d'un siège capitaine élégant avec un support profilé et un dossier plus haut pour une plus grande tolérance d'assise et un plus grand confort. Il est équipé de feux de circulation DEL à détection de mouvement sur le repose-pieds et la poignée arrière, activés lorsque la manette est déplacée. Il offre également un chargement hors-bord pratique et un démontage facile pour le transport. Le BuzzAbout offre d'excellentes performances et une grande maniabilité à l'intérieur et à l'extérieur pour votre style de vie actif.

## Caractéristiques :

- Feux de circulation à DEL à détection de mouvement sur le repose-pieds et la poignée arrière
- Démontage rapide et facile en quatre pièces
- Capacité de charge hors-bord
- Capacité de poids de 300 lb



### Article

Description	GP164
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	300 lb
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	4 m/h
Plage de fonctionnement jusqu'à <sup>1</sup>	11 miles
Dégagement sous le pont	2,5 po
Rayon de braquage	28,5 po
Type de piles	2-22AH
Couleurs	Rouge, Bleu
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Hors bord
Contrôleur	40 Amp à distance

### Dimensions

Longueur	36 po
Largeur	23 po aux roulettes avant
Hauteur (du sol au haut du dossier du siège)	36,75-38,75 po
Du sol au haut du siège	21,5-23,5 po
Nombre de positions de hauteur de siège	3
Taille des incréments	1 po

### Poids de l'unité :

(assemblée)	124 lb
Moitié avant	29 lb
Moitié arrière	33 lb
Siège avec bras	34 lb
Piles	28 lb

### Pneus :

	Non plat
Avant	S/O
Arrière	9 po
Roulettes	6 po
Roues arrière anti-basculement	2 po

### Siège standard

	Siège capitaine
Siège coulissant	S/O
Hauteur du dossier - sans appui-tête	18 po
Largeur x profondeur	17 x 16 po
Couleur	Vinyle noir

### Repose-pieds :

	Oui
Hauteur réglable	Non
Angle réglable	Oui

### Garantie :

Cadre	5 ans
Transmission	13 mois de garantie
Électroniques <sup>2</sup>	13 mois de garantie
Piles	1 an de garantie

<sup>1</sup> Autonomie de la pile à 200 lb, et variera en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type de pile.

<sup>2</sup> La garantie sur les électroniques exclut les piles.



Lumière DEL avant à détection de mouvement



Lumière DEL arrière à détection de mouvement



GP164 (Illustré démonté)



Téléphone : 800-265-9615  
www.goldentechnologies.ca



www.facebook.com/goldentechcanada