



Couleurs standard:



Red



Stone Grey



Desert Tan

Eagle GR595 4 roues

GOLDEN
EAGLE

Êtes-vous à la recherche de l'expérience ultime de conduite en plein air ? Alors, ne cherchez pas plus loin que le nouveau Golden Eagle™. Dans un style à part, le design tout-terrain élégant mais robuste de l'Eagle est construit pour des performances et une maniabilité optimales avec une suspension avant et arrière pour traverser en douceur les terrains extérieurs et un puissant contrôleur de 140 ampères pour une capacité de montée exceptionnelle. Il offre un ensemble complet d'éclairage LED, un timon réglable et un siège capitaine de luxe à haut dossier pour un confort maximal lors des déplacements, ainsi que des haubans durables de couleur rouge vif pour un look sportif. Avec une capacité de poids de 500 lb, des pneus de 13 po, une autonomie pouvant atteindre 32 milles avec des batteries de 75 AH en option et un compartiment de rangement étanche de série, le Golden Eagle offre tout ce dont vous avez besoin pour profiter des grands espaces !

GOLDEN

Caractéristiques standard :

- Capacité de poids de 500 lb
- Écran LCD intégré à la console
- Ensemble complet d'éclairage LED
- Haut-parleur intégré avec connectivité Bluetooth® et USB
- Compartiment de rangement verrouillable résistant à l'eau
- Rétroviseurs
- Support pour téléphone portable et chargeur USB
- Porte-boissons pratiques
- Timonier à position infinie
- Siège capitaine à dossier haut et à inclinaison limitée
- Grand panier avant
- Pneus de 13 pouces
- 2 batteries NF22

Mise à niveau avec des batteries de 75 AH pour une autonomie prolongée!

Éléments	GR595
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	500 lbs
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	8 mph
Plage de fonctionnement 1	23 miles / 32 miles
Garde au sol	5"
Rayon de braquage	69"
Type de batteries	2-NF22 / 2-75 AH
Couleur	Rouge
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Frein à main mécanique	Non
Chargeur	Externe
Contrôleur	140 Amp
Dimensions :	
Longueur	56.5"
Largeur	27"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	49" - 50"
Hauteur (du sol au sommet du dossier de l'appui-tête)	57" - 62.5"
Du sol au sommet du siège	27" - 28"
Du sol au sommet du pont	7.25"
Du pont au sommet du siège	19.75" - 20.75"
Nombre de positions de hauteur de siège	2
Taille des incréments	1"
Essieu avant à essieu arrière	40"
Essieu avant à essieu arrière	300 lbs
Base	239 lbs
Siège avec accoudoirs	49.5 lbs
Batteries	37 lbs ea (NF22) 52 lbs ea (75 AH)
Pneus :	Pneumatique
Avant ³	13"
Arrière ³	13"
Siège standard :	Capitaine à dossier haut
Siège coulissant	Standard
Hauteur du dossier - sans appui-tête	23.75"
Hauteur du dossier avec appui-tête	30.75" - 36.25"
Largeur x Profondeur	20" x 18"
Couleur	Noir
Garantie :	
Cadre	5 ans
Entraînement	2 ans
Électronique ²	2 ans
Batteries	1 an

¹ L'autonomie de la batterie à 200 lb, et variera en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite et du terrain.

² La garantie de l'électronique exclut les batteries.

³ Gonflez les pneus à 35 psi.



Rétroviseurs, support pour téléphone portable et système de haut-parleurs intégré avec connectivité Bluetooth® et USB.



L'écran LCD intégré de la console permet de surveiller la vitesse, le kilométrage, les codes de défaut et l'autonomie de la batterie.



Le compartiment de rangement verrouillable et résistant à l'eau est fourni de série et se fixe au support d'accessoires.



Feux arrière LED ultra lumineux.