




Couleurs standard :



Silver



Red

Avenger: 4 roues : GA541

golden
Avenger

Le scooter Golden Avenger à quatre roues est conçu pour un usage intensif. Il allie robustesse et maniabilité en extérieur, tout en offrant une conduite souple et confortable sur les terrains les plus difficiles. Capacité de charge maximale de 500 lb.

Caractéristiques :

- Capacité de poids de 500 lb
- Vitesse jusqu'à 7 mph
- Lumières de sécurité brillantes
- 22 batteries NF
- Jusqu'à 18 miles d'autonomie
- Clignotants à 4 voies
- Excellente garantie
- Pneus surdimensionnés
- Siège surdimensionné
- Panier amovible




GA-541

Spécifications techniques du modèle Avenger 4 roues

Modèle	GA541
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	500 lbs
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	7 mph
Plage de fonctionnement ¹	29,6 miles
Garde au sol jusqu'au centre du pont	4 pouces
Rayon de braquage	67 pouces
Type de batteries	2-NF22
Couleurs	Argent, Rouge
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Externe
Contrôleur	PGS 140 Amp
Dimensions	
Longueur	57,5 pouces
Largeur	24,5 pouces
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	42,5 - 45,5 pouces
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	50 - 56 pouces
Sol jusqu'au sommet du siège	25 - 28 pouces
Sol jusqu'au sommet du cour	6,5 pouces
cour jusqu'au sommet du siège	18,75 - 21,75 pouces
Nombre de positions en hauteur du siège	4
Taille des incréments	1 pouces
Essieu avant à essieu arrière	38,5 pouces
Poids de l'unité : (assemblé)	265 lbs
Moitié avant	68 lbs
Moitié arrière	68 lbs
Base	N/A
Siège avec accoudoirs	55 lbs
Batteries	37 lbs ea
Pneus :	Pneumatique
Avant	13 pouces
Arrière	13 pouces
Roulettes	N/A
Anti-bascules arrière	3 pouces
Siège standard :	Siège du capitaine
Dossier du Capitaine	N/A
Hauteur du dossier- sans appui-tête	21 - 24 pouces
Hauteur du dossier avec appui-tête	27,5 - 31,5 pouces
Largeur x Profondeur	20 x 17 pouces
Couleur	Vinyle noir
Garantie :	
Cadre	Durée de vie
Groupe motopropulseur	2 ans
Électronique ²	2 ans
Batteries	1 ans

¹ L'autonomie de la batterie varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement et du terrain. Les pneus remplis de mousse sont optionnels. Le kilométrage opérationnel sera inférieur si le scooter est équipé de pneus remplis de mousse. Piles non incluses.

² La garantie de l'électronique exclut les batteries.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada