



Couleurs standard :



Red Velvet
(Installé)



Costal Blue
(Inclus)

TOUT NOUVEAU !
Sportif
Noir foncé
Style !

Idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur !

Buzzaround 3 - Roues GB107 4 - Roues GB108



Le nouveau scooter Buzzaround LT est le plus petit, le plus léger et le plus portable de la gamme Buzzaround. Il vous permet de vous déplacer où vous le souhaitez, avec confort et style ! Disponible en version à 3 ou 4 roues, il propose plusieurs améliorations, dont un design noir élégant et sportif, un siège léger et rembourré de style stade, des poignées profilées, ainsi qu'un guidon plus long et réglable pour une expérience de conduite optimale. Il est également doté d'un écran couleur sur la console, de carénages en plastique teinté transparent (rouge installé et bleu fourni), d'une protection anti-rayures sur le repose-pieds et de réflecteurs latéraux supplémentaires pour une sécurité accrue. Avec une capacité de charge de 136 kg, il offre également plus d'espace pour les pieds, un port de recharge pratique situé sur le guidon et un panier robuste en plastique dur. Profitez de son excellente maniabilité en intérieur et de sa conduite fluide en extérieur grâce à une garde au sol de 2,5 pouces ! Le scooter GB108 à quatre roues est équipé de notre nouvelle technologie MicroTurn™ qui offre un rayon de braquage impressionnant de 41,75 pouces pour se déplacer facilement, même dans les espaces les plus restreints !



Caractéristiques standard :

- Capacité de poids de 300 lb
- Siège rembourré léger de type stade
- Poignées ergonomiques
- Plateforme antidérapante avec protection anti-rayures
- Revêtement transparent et couleur durable sur les capots
- Port de recharge de batterie sur le guidon
- Réflecteurs latéraux
- Se démonte rapidement et facilement pour le transport

microTURN
NOUVEAUTÉ
SUR LE GB108 !

Modèle	GB107	GB108
Dispositif médical de classe I	Oui	Oui
Capacité de poids	300 lbs	300 lbs
Roues motrices	Arrière	Arrière
Vitesse maximale	4 mph	4 mph
Plage de fonctionnement ¹	7 miles	7,4 miles
Garde au sol Sous pont	2,5 pouces	2,5 pouces
Rayon de braquage	39 pouces	41,75 pouces
Type de batteries	2-12AH	2-12AH
Couleurs	Rouge, bleu	Rouge, bleu
Mode roue libre	Oui	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui	Oui
Freins électromécaniques	Oui	Oui
Chargeur	Externe	Externe
Contrôleur	50 Amp	50 Amp
Dimensions		
Longueur	41,75 pouces	44 pouces
Largeur	19- 21 pouces	19- 21 pouces
Hauteur (du sol au sommet du siège arrière)	35 - 36,5 pouces	35 - 36,5 pouces
Sol jusqu'au sommet du siège	21 - 22,5 pouces	21 - 22,5 pouces
Sol jusqu'au sommet du cour	4 pouces	4 pouces
cour jusqu'au sommet du siège	15 - 17 pouces	15 - 17 pouces
Nombre de positions en hauteur du siège	3	3
Taille des incréments	,75 pouces	,75 pouces
Essieu avant à essieu arrière	33,5 pouces	33,5 pouces
Poids de l'unité : (assemblé)	85,5 lbs	95 lbs
Moitié avant	28 lbs	37,5 lbs
Moitié arrière	20,5 lbs	20,5 lbs
Siège avec accoudoirs	19 lbs	19 lbs
Batteries (lot de 2 batteries)	17,5 lbs	17,5 lbs
Pneus :		
Avant	Solide, profil bas	Solide, profil bas
Arrière	8 pouces	8 pouces
Anti-bascules arrière	2 pouces	2 pouces
Siège standard :		
Hauteur du dossier- sans appui-tête	15 pouces	15 pouces
Largeur x Profondeur	17,5x15 pouces	17,5x15 pouces
Couleur	Vinyle noir	Vinyle noir
Garantie :		
Cadre	Durée de vie	Durée de vie
Groupe motopropulseur	2 ans	2 ans
Électronique ²	2 ans	2 ans
Batterie	1 ans	1 ans

microTURN

La nouvelle fonction MicroTurn du modèle GB108 offre un rayon de braquage impressionnant de 41,75 pouces !



Tableau de bord élégant avec poignées confortables et port de recharge pratique situé sur le guidon.



Siège rembourré et profilé avec accoudoirs rabattables et réglables pour un confort personnalisé.



Se démonte rapidement en cinq pièces légères pour faciliter le transport !

¹. Autonomie de la batterie à 200 lb. Elle varie en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type de batterie.
². La garantie de l'électronique exclut les batteries.