



GB149 illustré

## Buzzaround 3 roues GB119 4 roues GB149



Le Buzzaround LX est le premier scooter de voyage de luxe à temps plein en Amérique ! Il combine le confort d'un véhicule pleine grandeur et la commodité d'une véritable portabilité. Il est équipé de caractéristiques de série comme un siège élégant à dossier haut et rembourré, un guidon ajustable à l'infini au bout de vos doigts et un port de recharge USB situé sous le tableau de bord. Le modèle 4 roues est doté d'un nouveau feu de circulation à LED à l'avant pour une sécurité et une visibilité maximales. Avec une capacité de poids de 375 lb, une suspension à ressorts confortable, un rayon de braquage de 40,5 po et une autonomie de 18 milles grâce à deux batteries U1, le Buzzaround LX offre un grand dégagement pour les pieds et vous emmène là où vous le souhaitez, dans le confort et le style !



### Couleurs standard :



Red Velvet  
(Installé)



Costal Blue  
(inclus dans la  
boîte)

### NEW Sporty

### Couleurs en option :



Crisp White



Canary Yellow



Stone Grey



Orchid Pink



Army Green  
(Mat)



Desert Tan



### Nouveaux feux de position sportifs LED sur la 4-W LX !

### Caractéristiques standard :

- Siège élégant, pliable, à dossier haut avec accoudoirs
- Capacité de poids de 375 lb
- Timon réglable en continu avec levier de réglage de la portée EZ
- Jusqu'à 18 milles d'autonomie avec deux batteries U1
- Large espace pour les pieds
- Port de charge USB
- Suspension à ressort confortable pour une conduite plus souple
- Support pour téléphone portable

**Le confort d'une grande taille avec la commodité d'une vraie portabilité !**


Article	GB119	GB149
Dispositif médical de classe I	Oui	Oui
Capacité de poids	375 lbs.	375 lbs.
Roues motrices	Arrière	Arrière
Vitesse maximale	5 mph	5 mph
Rayon d'action <sup>1</sup>	18 miles	18 miles
Garde au sol sous le pont	4"	4"
Rayon de braquage	40.5"	54"
Type de batteries	2-U1	2-U1
Couleurs	Rouge, Bleu	Rouge, Bleu
Mode roue libre	Oui	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui	Oui
Freins électromécaniques	Oui	Oui
Chargeur	Non embarqué	Non embarqué
Contrôleur	90 Amp	90 Amp
<b>Dimensions</b>		
Longueur	45"	44"
Largeur	22"	22"
Hauteur (sol au haut du dossier du siège)	37"-39"	37"-39"
Hauteur (sol au haut de l'appui-tête)	43.5"-48.5"	43.5"-48.5"
Sol au haut du siège	21.75"-23.75"	21.75"-23.75"
Sol au haut du pont	6.75"	6.75"
Du pont au haut du siège	15.75"-17,75"	15.75"-17,75"
Nombre de positions en hauteur du siège	3	3
Taille des incréments 1" 1"		
De l'essieu avant à l'essieu arrière	34.7"	33.8"
<b>Poids de l'unité :</b>		
(assemblé)	168 lbs.	174 lbs.
Moitié avant	50 lbs.	57 lbs.
Moitié arrière	36 lbs.	36 lbs.
Siège avec accoudoirs	32 lbs.	
Batteries	24 lbs./pack x 2 = 48 lbs.	24 lbs./pack x 2 = 48 lbs.
<b>Pneus :</b>		
Pneus standard	Solide, profil bas	Solide, profil bas
Pneus en option	N/A	N/A
Avant	9"	9"
Arrière	9"	9"
Roues arrière anti-basculement	2"	2"
<b>Siège standard</b>		
Dossier haut	Dossier haut	Dossier haut
Hauteur du dossier - sans appui-tête	17"	17"
Hauteur du dossier - avec appui-tête	23"-26"	23"-26"
Largeur x Profondeur	17" x 16"	17" x 16"
Couleur	Vinyle noir	Vinyle noir
<b>Sièges en option :</b>		
Style stade	Style stade	Style stade
Hauteur du dossier- sans appui-tête	16"	16"
Largeur x Profondeur	20"x 18"	20"x 18"
Couleur	Vinyle noir	Vinyle noir
<b>Garantie :</b>		
Cadre	Garantie à vie	Garantie à vie
Groupe motopropulseur	Garantie de 2 ans	Garantie de 2 ans
Électronique <sup>2</sup>	Garantie de 2 ans	Garantie de 2 ans
Batteries	Garantie de 1 an	Garantie de 1 an



1. Un timon réglable à l'infini (sans articulation) au bout des doigts !



2. Le timon se plie facilement et se verrouille en place.



3. Phares et feux arrière à LED Ultrabrite !



4. Ports USB et de chargement de la batterie commodément situés sur la barre sous le panneau de commande.



5. Un nouveau profil élégant offre un grand espace pour les jambes !



Se démonte en 6 pièces !  
modèle à 3 roues illustré

<sup>1</sup> L'autonomie de la batterie est de 200 livres et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.

<sup>2</sup> La garantie de l'électronique exclut les batteries.

La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.