



### Couleurs standard :



Red Velvet  
(Installé)



Costal Blue  
(Inclus)

### Couleurs optionnelles :



Crisp White



Canary Yellow



Stone Grey



Orchid Pink



Army Green  
(Mat)



Desert Tan

**Scooter sportif pliable à plat !  
Adapté aux transports  
aériens !  
Housse de voyage en option !**

## Buzzaround GB120



Le Buzzaround CarryOn est compact, mais offre un plaisir de conduite incomparable ! Ce scooter ultra-portable se distingue par son style sportif noir et son siège ergonomique amélioré, conçu pour offrir un confort optimal. Il offre une capacité de charge de 136 kg, un guidon réglable à l'infini, un port USB pratique, un porte-boisson, un porte-canne, un éclairage LED à l'avant comme à l'arrière, ainsi que des accoudoirs rabattables. Profitez d'une autonomie pouvant atteindre 35 km grâce à la batterie au lithium-ion de 12,5 Ah, compatible avec les compagnies aériennes, et à la batterie de recharge de 6,5 Ah. Ces batteries amovibles peuvent être transportées en cabine lors de vos déplacements en avion, en bateau ou en train. Une béquille intégrée avec panier arrière permet un rangement vertical pratique et sert de support pour la batterie de recharge. La pièce la plus lourde ne pèse que 21,5 kg (sans le siège ni les batteries), et il ne mesure que 30 cm de haut une fois plié. Il se démonte facilement en deux parties et peut être rangé dans les compartiments les plus étroits. Il est livré de série avec des capots de couleur rouge ainsi qu'un jeu supplémentaire de capots bleus. Des kits de capots de couleur sont disponibles en option pour exprimer votre style personnel ! Emportez vos rêves avec vous et allez où vous voulez grâce au scooter CarryOn !

### Caractéristiques standard :

- Capacité de poids de 300 lb
- 4-Point Carry Handles for Easy Transport
- 12" Height When Folded (without seat)
- 4" Ground Clearance
- 12.5 AH Lithium-ion Battery with Travel Case & 6.5 AH Spare
- Flip-Up Armrests
- Infinite Adjustable Tiller
- USB Port, Drink Holder & Porte-canne
- Se démonte facilement

**Réserve GRATUITE 6,5 AH  
Batterie au lithium-ion pour  
une autonomie combinée  
allant jusqu'à 22 miles avec  
une batterie de 12,5 AH !**

**Garantie de 2 ans sur la batterie !**





Modèle	GB120
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	300 lbs
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	3,6 mph
Plage de fonctionnement <sup>1</sup> 12.5 AH	14,4 miles
Plage de fonctionnement <sup>1</sup> Batterie <sup>6</sup> 7,5 AH	7,5 miles
Total Gamme combinée <sup>1</sup>	21,9 miles
Garde au sol Sous pont	4 pouces
Garde au sol de la boîte de vitesses/du moteur	1,5 pouces
Rayon de braquage	48,75 pouces
Type de batterie (Lithium-Ion)	12.5 AH & 6.5 AH
Couleurs	Rouge, bleu, blanc, jaune, gris, rose, vert et beige
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Externe
Contrôleur	50 Amp
Dimensions	
Longueur	38 pouces
Largeur	19,5 pouces
Hauteur (du sol au sommet du dossier)	34,5 pouces
Hauteur maximale (plié sans siège)	12 pouces
Sol jusqu'au sommet du siège	23,5 pouces
Sol jusqu'au sommet du cour	6 pouces
cour jusqu'au sommet du siège	17,5 pouces
Essieu avant à essieu arrière	28,7 pouces
Poids de l'unité : (assemblé)	65,5 lbs
Corps principal	47,5 lbs
Siège avec accoudoirs	12 lbs
Batteries	5 lbs chacun
Pneus :	Profil solide/bas
Avant	6 pouces
Arrière	7 pouces
Roues arrière anti-basculement	2 pouces
Siège standard	Style du stade
Hauteur du dossier- sans appui-tête	13,25 pouces
Largeur x Profondeur	15 x 13,75 pouces
Couleur	Vinyle noir
Garantie :	
Cadre	Durée de vie
Groupe motopropulseur	2 ans
Électronique <sup>2</sup>	2 ans
Batteries	2 ans



Béquille pratique pour un rangement dans un espace réduit

## SCOOTER PORTABLE LÉGER



Se plie facilement pour un profil compact de seulement 12" de haut (sans le siège)



Batterie de rechange rangée dans le panier arrière



Éclairage LED à l'avant et à l'arrière



La poignée de transport avant facilite les déplacements



Indicateur de batterie LED sur la console



Housse de voyage en option

<sup>1</sup> L'autonomie de la batterie est de 200 livres et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.

<sup>2</sup> La garantie de l'électronique exclut les batteries.

La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment



Téléphone : 800-265-9615  
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur  
**Facebook**  
[www.facebook.com/goldentechcanada](http://www.facebook.com/goldentechcanada)