



Couleurs standard :



Red Velet
(Installé)



Costal Blue
(inclus dans la
boîte)

Couleurs optionnelles :



Crisp White



Canary Yellow



Stone Grey



Orchid Pink



Army Green
(Mat)



Desert Tan

**Scooter sportif pliable à plat !
Adapté aux transports
aériens !
Port USB A&C**

Buzzaround GB220



Emportez vos rêves avec vous lors de vos aventures avec le Buzzaround CarryOn® HD, le scooter de voyage ultime ! Le SEUL scooter de voyage léger alliant puissance, confort et robustesse, capable de supporter jusqu'à 181 kg sans compromettre les performances. Avec son design sportif noir mat, ses feux à LED avant et arrière ainsi que ses protections colorées personnalisables, le CarryOn HD allie élégance et maniabilité exceptionnelle, tout en offrant une excellente autonomie. Doté d'un moteur sans balai ultra-efficace, de grandes roues et d'une garde au sol remarquable, il vous emmène partout avec style. Son siège ergonomique de taille standard, sa barre de direction réglable et son espace généreux pour les pieds et les jambes vous garantissent un confort optimal, même lors de longues balades. Atteignez une vitesse maximale de 4,29 mph en toute sécurité. Voyagez plus loin avec une autonomie allant jusqu'à 22 miles, grâce aux batteries lithium-ion de 12,5 AH et 6,5 AH incluses. Amovibles et faciles à transporter, ces batteries sont autorisées en cabine dans les avions, les bateaux ou les trains, ce qui est parfait pour vos escapades. La pièce la plus lourde ne pèse que 52,5 livres (hors siège et batterie). Une fois plié, le scooter mesure moins de 35 cm de haut, ce qui est idéal pour les petits espaces. Une béquille intégrée avec panier arrière permet un rangement vertical pratique et sert de support pour la batterie de recharge. Continuez à vivre avec le scooter CarryOn HD !



Caractéristiques standard :

- Capacité de poids de 400 lb
- Moteur sans balais
- Siège de taille normale
- Feux LED avant et arrière
- Accoudoirs réglables en largeur
- Accoudoirs texturés Soft Touch
- Panier de rangement amovible à l'avant
- Batterie au lithium-ion de 12,5 AH avec mallette de transport et batterie de recharge de 6,5 AH
- Béquille avec panier arrière et support de batterie de recharge
- Housses de couleur facilement interchangeables
- Porte-canne
- Porte-gobelet
- Ports USB A et C

**Réserve GRATUITE 6,5 AH
Batterie au lithium-ion pour
une autonomie combinée
allant jusqu'à 22 miles avec une
batterie de 12,5 AH !
Garantie de 2 ans**



Modèle	GB220
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	400 lbs
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	4,29 mph
Plage de fonctionnement ¹ Batterie de 12,5 AH	14,2 miles
Plage de fonctionnement ¹ Batterie 6,5 AH	7,4 miles
Total Gamme combinée ¹	21,6 miles
Garde au sol Sous pont	4,63 pouces
Garde au sol de la boîte de vitesses/du moteur	2,3 pouces
Rayon de braquage	44,5 pouces
Type de batterie (Lithium Ion)	12.5 AH & 6.5 AH
Couleurs	Rouge, bleu, blanc, jaune, gris, rose, vert et beige
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Externe
Contrôleur	32 Amp
Dimensions	
Longueur	40 pouces
Largeur	23,5 pouces
Hauteur (du sol au sommet du dossier)	39 pouces
Hauteur maximale (plié sans siège)	14 pouces
Sol jusqu'au sommet du siège	23,75 pouces
Sol jusqu'au sommet du cour	6,6 pouces
cour jusqu'au sommet du siège	17 pouces
Essieu avant à essieu arrière	28,7 pouces
Poids de l'unité : (assemblé)	77,5 lbs
Corps principal	52,5 lbs
Siège avec accoudoirs	20 lbs
Batteries	5 lbs chacun
Pneus :	Profil solide/bas
Avant	7,25 pouces
Arrière	8,25 pouces
Roues arrière anti-basculement	2 pouces
Siège standard	Style du stade
Hauteur du dossier- sans appui-tête	15 pouces
Largeur x Profondeur	16 x 18 pouces
Couleur	Vinyle noir
Garantie :	
Cadre	Durée de vie
Groupe motopropulseur	2 ans
Électronique ²	2 ans
Batteries	2 ans



Béquille pratique pour un rangement dans un espace réduit

SCOOTER PORTABLE LÉGER ET ROBUSTE



Se plie facilement pour un profil compact de seulement 14" de haut (sans le siège)



Rangement optionnel de la batterie de rechange dans le panier arrière



Éclairage LED à l'avant et à l'arrière



La poignée de transport avant facilite les déplacements



Ports USB bien répartis



Indicateur de batterie LED sur la console



¹ L'autonomie de la batterie est de 200 livres et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.

² La garantie de l'électronique exclut les batteries.

La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/goldentechcanada

LIT-FR-SHT-GB220-CAN-0326