



Companion 3 roues (taille moyenne) GC240

GOLDEN
Companion

Le scooter Companion offre un style élégant, des performances élevées et un démontage facile pour l'utilisateur. Les caractéristiques comprennent un ensemble d'éclairages avant et arrière avec des réflecteurs latéraux, un affichage LED de la jauge de la batterie et un timon Delta enveloppant avec mécanisme de verrouillage. Le Companion offre un excellent rapport qualité-prix pour un scooter portable à temps plein.

Couleurs standard :



Crimson Red



Azure Blue

NOUVEAU POUR 2024 !

- NOUVEAU Siège de stade à dossier haut avec couture matelassée en losange
- • NOUVELLES housses

Caractéristiques standard :

- Guide de dépannage
- Barre franche Delta avec mécanisme de verrouillage automatique
- Réglage facile du timon
- Siège coulissant réglable
- Phare LED réglable
- Piles U-1



GOLDEN Companion

SCOOTER À 3 ROUES DE TAILLE MOYENNE

GC240


Spécifications du Companion 3 roues

Model	GC240
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	350 lbs
Roues motrices arrière	
Vitesse maximale 5 mph	
Rayon d'action ¹	15 miles
Garde au sol Sous pont 3.75 pouces	
Garde au sol de la boîte de vitesses/du moteur 2,5 pouces	
Rayon de braquage 37	
Type de Batteries / Air Travel Safe	2-U1 / Oui
Couleurs Rouge, bleu	
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Efficacité énergétique - Extinction automatique (mode veille)	Oui
Chargeur Portable 3,5 Amp Externe	
Contrôleur 90 Amp Dynamic Série R	
Dimensions	
Longueur	42,25 pouces
Largeur	24 pouces
Du sol au sommet du siège	22,25 - 24,30 pouces
Du sol au sommet de la plate-forme	6,25 pouces
Du pont au sommet du siège	16,25 - 18,25 pouces
Nombre de positions de hauteur d'assise	3
Taille des incréments	1 pouce
De l'essieu avant à l'essieu arrière	30 pouces
Poids de l'unité : (assemblé)	170,8 lbs
Pneus : Libre plate / Sans marquage Solide	
Avant	9 pouces
Arrière	10,75 pouces
Anti-basculateurs avant et arrière	3 pouces
Siège standard : Dossier haut matelassé	
Siège coulissant Standard	
Hauteur du dossier- sans appui-tête	18 pouces
Largeur x Profondeur	18 x 16 pouces
Couleur	Noir
Verrouillage du siège de transport	Oui, autobloquant
Rotation du siège de	90 degrés dans les deux sens 360 degrés
Sièges en option : Style du stade	
Hauteur du dossier- sans appui-tête	16 pouces
Largeur x Profondeur	20 x 18 pouces
Couleur	Noir
Options de siège :	
Siège à élévation pneumatique	Oui
Garantie :	
Durée de vie du châssis	
Groupe motopropulseur 2 ans	
Électronique ²	2 ans

¹ L'autonomie de la batterie varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement et du terrain.




Réglage automatique et convivial de la barre franche



Barre réglable à l'infini et de conception ergonomique



Feux avant et arrière et réflecteurs latéraux pour la sécurité



Le guide de dépannage est commodément situé sous le tapis



Démontage facile !



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada