



Montré en Galactic Grey

Companion

4 roues (Grande taille)
GC440

GOLDEN
Companion

Le célèbre scooter à 4 roues Companion de Golden a un nouveau look sportif et des caractéristiques de confort améliorées ! Ce modèle de nouvelle génération est doté d'une barre franche bien conçue, plus large et réglable à l'infini, d'un tableau de bord numérique comprenant un indicateur de pourcentage de durée de vie de la batterie et des boutons résistants à l'eau sur le panneau de commande, ainsi que de deux porte-gobelets pratiques. Il offre le plus grand espace pour les jambes et les pieds de sa catégorie, avec un design moderne et robuste et une suspension avant et arrière complète pour une conduite en douceur. Le luxueux siège à haut dossier de style stade, avec un motif matelassé à points de diamant et un rembourrage supplémentaire, rehausse le niveau de confort et de style lors des déplacements ! Le siège pivotant coulissant mesure 18" de large et 16" de profondeur. Les housses durables de couleur rouge, bleue et grise ajoutent à l'aspect sportif. Les autres caractéristiques comprennent un démontage facile, un ensemble d'éclairage avant et arrière avec des réflecteurs latéraux, et de nouvelles roues. Les batteries U1 standard offrent une autonomie de 14 miles par charge. Une batterie 50AH en option offre une plus grande autonomie. Le Companion GC440 est robuste, fiable et représente une valeur exceptionnelle pour un scooter à 4 roues à temps plein, mais portable.



Couleurs standard :



Crimson Red



Azure Blue



Galactic Grey

FAITES LA CONNAISSANCE DE NOTRE NOUVEAU COMPANION !

- **NOUVEAU** design de la barre franche avec tableau de bord et console numériques
- **NOUVEAU** Port de charge USB monté sur la barre franche
- **NOUVEAU** Siège de stade à dossier haut avec couture matelassée en losange
- **NOUVEAU** Suspension complète avant et arrière
- **NOUVELLE** Batterie optionnelle plus puissante pour une plus grande autonomie
- **NOUVELLES** housses de couleur gris galactique, bleu azur et rouge cramoisi
- **Super chargeur de 3,5 ampères pour une durée de vie maximale de la batterie**

Caractéristiques standard :

- Guide de dépannage
- Barre franche Delta avec mécanisme de verrouillage automatique
- Réglage facile du timon
- Siège coulissant réglable
- Phare LED réglable
- Piles U-1

GC440

Spécifications du Companion 4 roues

Model GC440

Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	400 lbs
Roues	motrices arrière
Vitesse maximale	5 mph
Rayon d'action ¹	19 miles
Garde au sol Sous pont	4.25 pouces
Garde au sol de la boîte de vitesses/du moteur	2,5 pouces
Rayon de braquage	56
Type Batteries / Air Travel Safe	2-U1 / jusqu'à 50 AH / Oui
Couleurs	Gris, Rouge, bleu
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Efficacité énergétique - Extinction automatique (mode veille)	Oui
Chargeur Portable	3.5 Amp Super Charger Externe
Contrôleur	90 Amp Dynamic Série R

Dimensions

Longueur	48 pouces
Largeur	24.5 pouces
Du sol au sommet du siège	23,5 - 25,5 pouces
Du sol au sommet de la plate-forme	6,5 pouces
Du pont au sommet du siège	17 - 19 pouces
Nombre de positions de hauteur d'assise	3
Taille des incréments	1 pouce
De l'essieu avant à l'essieu arrière	35,5 pouces

Poids de l'unité : (assemblé) 222 lbs

Pneus : Libre plate / Sans marquage Solide

Avant	10.75 pouces
Arrière	10,75 pouces
Anti-bascule arrière	2 pouces

Siège standard : Dossier haut matelassé

Siège coulissant	Standard
Hauteur du dossier (sans appui-tête)	18 pouces
Largeur x Profondeur	18 x 16 pouces
Couleur	Noir
Verrouillage du siège de transport	Oui, autobloquant
Rotation du siège de	90 degrés dans les deux sens 360 degrés

Sièges en option : Style du stade

Hauteur du dossier (sans appui-tête)	16 pouces
Largeur x Profondeur	20 x 18 pouces
Couleur	Noir

Options de siège :

Siège à élévation pneumatique	Oui
Siège à élévation électrique - 6 pouces avec verrouillage	Oui

Garantie :

Durée de vie du châssis	durée de vie
Groupe motopropulseur	2 ans
Électronique ²	2 ans
Batteries	1 ans



Tableau de bord numérique et réglage automatique et convivial du motoculteur



Barre réglable à l'infini et de conception ergonomique



Porte-boissons judicieusement placés



Suspension avant et arrière pour une conduite en douceur



Démontage facile !



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

¹ L'autonomie de la batterie varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement et du terrain.
² La garantie de l'électronique exclut les batteries.