



Illustré avec un siège à élévation

Companion HD 3 roues (service intensif) GC540

GOLDEN
Companion
HD

Le nouveau scooter Golden Companion Heavy-Duty à 3 roues combine un design moderne avec des caractéristiques de haute performance pour offrir l'ultime expérience de conduite à l'intérieur ou à l'extérieur avec une capacité de poids de 500 livres. La construction robuste du Companion HD est conçue pour la stabilité et la maniabilité avec des roues avant anti-bascule, un rayon de braquage de 51 pouces. Il est doté d'une suspension arrière pour une conduite en douceur et d'un puissant contrôleur de 120 ampères pour une capacité de montée exceptionnelle. Il est équipé d'un éclairage LED à l'avant et à l'arrière, d'une barre franche réglable avec verrouillage automatique, d'un siège de capitaine de luxe à haut dossier pour un maximum de confort lors de vos déplacements, ainsi que de haubans durables de couleur rouge, bleue ou grise vibrante pour un look sportif. Avec des pneus solides qui ne marquent pas, une autonomie de 16 milles avec 2 batteries NF22 et une

 **GOLDEN**

Couleurs standard :



Crimson Red



Azure Blue



Galactic Grey

- Capacité de poids de 500 lb
- Siège à dossier haut extra-large
- Housse de couleur gris galactique, bleu azur et rouge cramoisi
- Port USB monté sur la barre franche
- Port de charge
- Super chargeur de 8 ampères pour une durée de vie maximale de la batterie

Caractéristiques standard

- Capacité de poids de 500 lb
- Suspension arrière
- Contrôleur puissant de 120 ampères
- Console d'affichage LCD entièrement intégrée qui surveille les codes d'erreur et le niveau d'énergie de la batterie
- Ensemble d'éclairage LED avec phares avant, feux arrière et clignotants
- Barre franche à position infinie
- Port de charge USB barre
- Siège extra-large à dossier haut qui pivote pour un accès facile
- Grand panier avant
- Pneus pleins de 10,75" avec roues en alliage
- Batteries 2-NF22

GC540

Spécifications du Companion HD 3 roues

Model	GC540
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	500 lbs
Roues motrices	arrière
Vitesse maximale	6 mph
Rayon d'action ¹	16 miles
Garde au sol jusqu'au centre du pont	6,25 pouces
Garde au sol de la boîte de vitesses/du moteur	3,75 pouces
Rayon de braquage	51
Type de Batteries / Air Travel Safe	2-NF22 / Oui
Couleurs	Gris, Rouge, bleu
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Efficacité énergétique - Extinction automatique (mode veille)	Oui
Chargeur Portable	8 Amp Externe
Contrôleur	120 Amp
Dimensions	
Longueur	48 pouces
Largeur	26 pouces
Du sol au sommet du siège	24,5 - 27,5 pouces
Du sol au sommet de la plate-forme	8 pouces
Du pont au sommet du siège	16,5 - 19,5 pouces
Nombre de positions de hauteur d'assise	4
Taille des incréments	1 pouce
De l'essieu avant à l'essieu arrière	36 pouces
Poids de l'unité : (assemblé)	225,5 lbs
Pneus :	Libre plate / Sans marquage Solide
Avant	10,25 pouces
Arrière	10,75 pouces
Anti-basculateurs avant et arrière	Oui
Siège standard :	Dossier haut extra-large
Hauteur du dossier (sans appui-tête)	18 pouces
Largeur x Profondeur	22 x 20 pouces
Couleur	Noir
Verrouillage du siège de transport	Oui, autobloquant
Rotation du siège de	90 degrés dans les deux sens 360 degrés
Sièges en option :	Fauteuil du capitaine
Hauteur du dossier- sans appui-tête	18 pouces
Largeur x Profondeur	20 x 20 pouces
Couleur	Noir
Siège à élévation électrique - verrouillage	Oui
Siège à élévation électrique -	6 pouces avec verrouillage
Garantie :	
Cadre	5 ans
Groupe motopropulseur	2 ans
Électronique ²	2 ans
Batteries	1 ans

¹: L'autonomie de la batterie varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.



Tableau de bord numérique et réglage automatique et convivial du motoculteur



Barre réglable à l'infini et de conception ergonomique



Feux avant et arrière à LED et réflecteurs latéraux pour la sécurité



Porte-boissons judicieusement placés



Suspension arrière pour une conduite en douceur



Siège à dossier haut extra-large avec appui-tête pour un soutien et un confort accrus



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada