



Couleurs standard :



Red



Blue

Plage de fonctionnement jusqu'à 12 miles !

LiteRider
3 roues GL111
4 roues GL141

LiteRider^{GOLDEN}[®]

Profitez du meilleur des deux mondes avec le scooter LiteRider™ ! Le LiteRider est un scooter de taille normale avec tous les avantages d'un scooter compact et portable ! Le LiteRider est équipé de série d'un guidon Delta, d'un large siège de type stade de 43 cm x 41 cm et d'accoudoirs réglables. Avec une capacité de poids de 300 livres, le LiteRider peut être démonté rapidement et sans fil pour le transport ou le stockage.

Caractéristiques standard :

- Motoculteur Delta enveloppant
- Capacité de poids de 300 lb
- Cadre robuste en acier antirouille
- Plancher en plastique robuste pour une durabilité optimale
- Démontage sans fil
- Phare LED ultra lumineux réglable



Modèle	GL111	GL141
Dispositif médical de classe I	Yes	Yes
Capacité de poids	300 lbs	300 lbs
Roues motrices	Arrière	Arrière
Vitesse maximale	5 mph	5 mph
Plage de fonctionnement 1	12 miles	12,5 miles
Garde au sol Sous pont	3,75"	3,75"
Garde au sol de la boîte de vitesses/ du moteur	2,5"	2,5"
Rayon de braquage	39"	48"
Type de batteries	2-22AH	2-22AH
Couleurs	Rouge, bleu	Rouge, bleu
Mode roue libre	Oui	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui	Oui
Freins électromécaniques	Oui	Oui
Chargeur	Externe	Externe
Contrôleur	90 Amp Dynamic Série R	90 Amp Dynamic Série R

Dimensions		
Longueur	41,5"	43,25"
Largeur	22"	22"
Hauteur (du sol au sommet du dossier)	37 - 39"	37 - 39"
Sol jusqu'au sommet du siège	23,5 - 25,5"	23,5 - 25,5"
Sol jusqu'au sommet du cour	6"	6"
cour jusqu'au sommet du siège	18 - 20"	18 - 20"
Nombre de positions en hauteur du siège	3	3
Taille des incréments	1"	1"
Essieu avant à essieu arrière	30"	30"

Poids de l'unité : (assemblé)		
Moitié avant	44 lbs	52 lbs
Moitié arrière	28 lbs	28 lbs
Siège avec accoudoirs	21 lbs	21 lbs
Batteries	29 lbs/pack	29 lbs/pack

Pneus :		
	Profil solide/ bas	Profil solide/ bas
Avant	9"	9"
Arrière	9"	9"
Anti-basculés arrière	2"	2"

Siège standard		
	Dossier haut	Dossier haut
Hauteur du dossier- sans ap- pui-tête	16"	16"
Largeur x Profondeur	17 x 16"	17 x 16"
Couleur	Vinyle noir	Vinyle noir

Sièges en option		
	Style du stade	Style du stade
Hauteur du dossier- sans ap- pui-tête	16"	16"
Largeur x Profondeur	20 x 18"	20 x 18"
Couleur	Vinyle noir	Vinyle noir

Garantie :		
Cadre	Durée de vie	Durée de vie
Groupe motopropulseur	2 ans	2 ans
Électronique ²	2 ans	2 ans
Batteries	1 ans	1 ans

1. Autonomie de la batterie à 200 lb. Elle varie en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type de batterie.
2. La garantie de l'électronique exclut les batteries.

Profitez d'un démontage rapide et sans fil !



Prendre le siège



Retirez la batterie



Retirer les paniers de sous le siège et de la barre franche (sans illustration)



Pour séparer la boîte-pont arrière du châssis, appuyer sur le levier de déverrouillage situé sous le châssis



Tout en pressant le levier de déverrouillage, tirez le cadre arrière vers le haut



Démontable en six pièces pour le transport et le stockage ! Pas de fils à connecter ou à déconnecter !



Phare LED ultra lumineux réglable



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada