



Couleurs standard



White



Teal



Black

**Application
de commande
à distance
pour plus de
commodité**

**Se plie facilement
Commande à distance
Ne pèse que 56 livres.**

**Ally
GP303**



Visitez l'App
Store pour
Remote Control



Découvrez une nouvelle liberté avec le Golden Ally™, notre tout dernier fauteuil électrique qui allie la robustesse et la stabilité d'un modèle traditionnel à la légèreté et la portabilité d'un modèle de voyage. Il offre une maniabilité exceptionnelle en intérieur grâce à son rayon de braquage serré, et vous permet de partir à l'aventure en extérieur avec ses grandes roues arrière pneumatiques, pour un confort de conduite optimal et de solides performances sur tous les terrains. Son assise confortable et sa position ergonomique des repose-pieds vous évitent les compromis habituels des fauteuils de voyage. Avec sa batterie longue durée, son interface intuitive et l'application mobile Smart Control, vous pourrez vous déplacer avec aisance et confiance, où que vous soyez. Bougez sans effort avec l'Ally, votre partenaire de voyage par excellence !



Caractéristiques standard :

- Mécanisme de pliage simple
- Application mobile Smart Control
- Rayon de braquage serré
- Coussin de siège en mousse à mémoire de forme
- Positionnement ergonomique des sièges et des pieds
- Batterie lithium-ion adaptée aux compagnies aériennes
- Surveillance du système Alertes vocales
- Port de USB A&C
- Éclairage avant et arrière

Numéro de modèle	GP303
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	330 lbs.
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	4,4 mph
Plage de fonctionnement ¹	9 miles
Garde au sol	2,5 pouces
Rayon de braquage	28,5 pouces
Type de batteries	12 AH Lithium-Ion
Couleurs	Sarcelle, Blanc, Noir
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Externe
Contrôleur	40 ampères, A distance
Dimensions	
Longueur	41 pouces
Largeur	24,5 pouces
Largeur entre les accoudoirs	18,5 pouces
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	36 pouces
Sol jusqu'au sommet du siège	21,5 pouces
Poids de l'unité : (assemblé)	
Pièce la plus lourde	49,5 lbs.
Batterie	5 lbs.
Pneus :	
Roues motrices	Pneumatique 10 pouces
Roulettes	6 pouces Solid
Roues anti-basculement	2 pouces
Siège standard :	
Hauteur du dossier- sans appui-tête	19,3 pouces
Largeur x Profondeur	17,3 x 16,5 pouces
Couleur	Tissu noir
Repose-pieds :	
Réglable en hauteur	Oui
Augmentations	1 pouces
Garantie :	
Cadre	5 ans
Groupe motopropulseur	13 Mois
Électronique ²	13 Mois
Batteries	12 Mois

¹ L'autonomie de la batterie est de 200 miles et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.

² La garantie de l'électronique exclut les batteries.



Sac à dos étanche à fermeture éclair



Éclairage arrière très visible



Le contrôleur est pré-câblé, ce qui permet de le placer à droite ou à gauche

Accessoires en option :



Appui-tête extensible



Porte-gobelet/support pour téléphone



Commande des sièges chauffants



Télécommande sans fil



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

FR-SHT-GP303CAN-0326