



Couleurs standard



Grey



Teal

**Application
de commande
à distance
pour plus de
commodité**

**Se plie facilement
Conduite à distance
Rayon de braquage
réduit**

Caractéristiques standard :

- Application mobile Smart Control
- Coussin de siège en mousse à mémoire de forme
- Accoudoirs rembourrés
- Dossier inclinable réglable
- Zone spacieuse pour les jambes et les pieds
- Repose-pieds réglable en longueur
- Suspension avant
- Roues omnidirectionnelles
- Adapté aux compagnies aériennes, Batterie Lithium-Ion
- Compartiment de rangement facile d'accès
- Surveillance du système Alertes vocales
- Port de charge USB
- Éclairage avant et arrière
- Water Resistant Backpack

**Roues omnidirectionnelles
exclusives avec rainure en
V autonettoyante !**

**AllyPro
GP304**



Visitez l'App
Store pour
Remote Control



Le Golden Ally Pro™ est le dernier modèle de notre gamme de fauteuils roulants électriques intelligents. Associant design moderne et technologie robotique, il facilite le pliage et permet une commande à distance simple et intuitive. Par rapport à l'Ally™, il se distingue par ses roues avant omnidirectionnelles de 10 pouces, qui offrent plus d'espace pour les jambes et les pieds. Grâce à elles, il peut franchir des obstacles plus élevés et se déplacer non seulement vers l'avant, mais aussi latéralement, ce qui lui permet de tourner dans un rayon très réduit. Il offre une qualité de conduite remarquable grâce à ses grandes roues motrices arrière pneumatiques et à sa suspension avant amortissante. Le dossier, réglable sur deux positions, assure un confort durable. Les accoudoirs ajustables en largeur, sont dotés d'un rembourrage pour un soutien optimal. Le confort de l'assise et le positionnement des pieds sont également améliorés, offrant une expérience bien plus agréable que celle des fauteuils électriques classiques. L'Ally Pro est idéal pour circuler dans des espaces réduits en intérieur comme pour profiter des grands espaces extérieurs. Avec sa batterie lithium-ion longue durée, son interface conviviale et l'application mobile Smart Control, vous pouvez naviguer en toute simplicité et en toute confiance dans tous les environnements. Bougez sans effort avec l'Ally Pro, votre partenaire de voyage idéal !




Numéro de modèle	GP304
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	330 lbs.
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	5 mph
Plage de fonctionnement ¹	13 miles
Garde au sol	2,5 pouces
Rayon de braquage	37 pouces
Type de batteries	12 AH Lithium-Ion
Couleurs	Sarcelle, Gris
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Externe
Contrôleur	40 ampères, A distance
Dimensions	
Longueur	39 pouces
Largeur	25 pouces
Largeur entre les accoudoirs	20" max.
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	37 pouces
Sol jusqu'au sommet du siège	20,5 pouces
Poids de l'unité : (assemblé)	
Pièce la plus lourde	69,6 lbs.
Batterie	5 lbs.
Pneus :	
Roues motrices	Pneumatique 10 pouces
Roulettes	10" Omnidirectionnel
Roues anti-basculement	2 pouces
Siège standard :	
Hauteur du dossier- sans appui-tête	19 pouces
Largeur x Profondeur	17 x 16 pouces
Couleur	Tissu noir
Repose-pieds :	
Réglable en hauteur	Oui
Garantie :	
Cadre	5 ans
Groupe motopropulseur	13 Mois
Électronique ²	13 Mois
Batteries	12 Mois

¹ L'autonomie de la batterie est de 200 miles et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.

² La garantie de l'électronique exclut les batteries.



Accoudoirs rembourrés



Suspension avant



Éclairage arrière très visible



Sac à dos résistant à l'eau avec fermeture à glissière



Roues omnidirectionnelles avec rainure en V autonettoyante



Contrôleur précâblé pour un placement à droite ou à gauche

Accessoires en option :



Appui-tête extensible



Porte-gobelet/support pour téléphone



Commande de sièges chauffants



Télécommande sans fil