




Couleurs standard



White



Black Carbon Fibre
Pattern



Pliage électrique
Commande à distance
Rayon de braquage réduit

Caractéristiques standard :

- Application mobile Smart Control
- Pliage électrique
- Sièges en mousse à mémoire de forme
- Zone spacieuse pour les jambes et les pieds
- Suspension avant
- Roues omnidirectionnelles
- Adapté aux compagnies aériennes, Batterie Lithium-Ion
- Surveillance du système Alertes vocales
- Éclairage latéral et arrière



**Visitez l'App Store
pour Remote Control**

**Roues
omnidirectionnelles
exclusives avec rainure
en V autonettoyante !**

AllySport
GP305

GOLDEN
ALLYSPORT™

Vivez une nouvelle expérience de liberté avec le Golden Ally Sport™, le fauteuil roulant électrique pliable de luxe destiné à un usage quotidien. Véritablement unique en son genre, il allie design élégant, technologie de pointe et confort haut de gamme. Grâce à un système de pliage et de dépliage motorisé à commande robotique et à une assise ergonomique, il allie praticité exceptionnelle et style remarquable. Son look high-tech est renforcé par des éclairages intégrés latéraux et arrière, pour une sécurité accrue, de jour comme de nuit. Ses roues avant omnidirectionnelles de 10 pouces, dotées de notre rainure en V autonettoyante exclusive, offrent une manœuvrabilité fluide dans toutes les directions avec un rayon de braquage minimal, tout en garantissant un espace généreux pour les jambes et les pieds. Grâce à ses grandes roues motrices arrière pneumatiques et à son système de suspension avant double, l'Ally Sport garantit une conduite stable, souple et confortable, même sur des surfaces variées. Prenez les commandes avec l'application mobile Smart Control, qui vous permet de gérer votre fauteuil à distance pour une expérience intuitive et personnalisée. Doté d'une batterie lithium-ion longue durée et d'une interface conviviale, l'Ally Sport vous accompagne partout.



Numéro de modèle	GP305
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	265 lbs.
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	4 mph
Plage de fonctionnement ¹	9,5 miles
Garde au sol	2,5 pouces
Rayon de braquage	30 pouces
Type de batteries	10 AH Lithium-Ion
Couleurs	Blanc, noir Motif fibre de carbone
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Externe
Contrôleur	40 ampères, A distance
Dimensions	
Longueur	42 pouces
Largeur	25 pouces
Largeur entre les accoudoirs	20" max.
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	37 pouces
Sol jusqu'au sommet du siège	22,5 pouces
Poids de l'unité : (assemblé)	
Pièce la plus lourde	87,5 lbs.
Batterie	5 lbs.
Pneus :	
Roues motrices	Pneumatique 10 pouces
Roulettes	10" Omnidirectionnel
Roues anti-basculement	2 pouces
Siège standard :	
Hauteur du dossier- sans appui-tête	18 pouces
Largeur x Profondeur	16,5 x 16,5 pouces
Couleur	Gris ou noir
Repose-pieds :	
Réglable en hauteur	Non
Garantie :	
Cadre	5 ans
Groupe motopropulseur	13 Mois
Électronique ²	13 Mois



Le style high-tech comprend des éclairages latéraux et arrière très visibles



Montrée en fibre de carbone noire



Pliage électrique



Contrôleur pour droitier ou gaucher



Éclairage latéral



Roues omnidirectionnelles avec rainure en V autonettoyante



Sièges ergonomiques

Accessoires en option :



Télécommande sans fil

¹ L'autonomie de la batterie est de 200 livres et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.

² La garantie de l'électronique exclut les batteries.