



Couleurs standard :



Red



Blue

Version HD
450 lb
capacité de poids !

Compass HD GP620



La version lourde du Compass original offre aux utilisateurs une capacité de poids robuste de 450 lb avec toutes les mêmes caractéristiques, y compris le châssis articulé sans ressort breveté et la véritable conception de la roue motrice centrale pour une maniabilité inégalée dans les espaces restreints. Le Compass HD est disponible dans une variété de tailles de sièges allant jusqu'à 24 pouces de large.

Accessoires disponibles :

- Siège du capitaine
- Repose-jambes escamotables
- Repose-jambes surélevés
- Support de souche
- Prolongateur de repose-pieds
- Kit de support de canne/béquille
- Kit de support de marcheur
- Kit de fixation de la bouteille d'oxygène
- Pack N' Go



Spécifications Golden Compass™ HD

Modèle	GP620
Nom du modèle	Compass HD
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	450 lbs
Roues motrices	Centre
Vitesse maximale	4 mph
Plage de fonctionnement ¹	12 Miles ³
Garde au sol	3,5"
Rayon de braquage	20"
Type de batteries	2-NF22
Couleurs	Rouge, bleu
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Externe
Contrôleur	75 Amp
Dimensions	
Longueur	40"
Largeur	25"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	38,25 - 42,75"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	47,25 - 53,75"
Sol jusqu'au sommet du siège	21,25 - 24,25"
Nombre de positions en hauteur du siège	5
Taille des incréments	0,5"
Poids de l'unité : (assemblé)	226 lbs
Base	101 lbs
Siège avec accoudoirs	51 lbs
Batteries	37 lbs ea.
Pneus :	Libre plat
Centre	10"
Roulettes	6"
Siège standard :	Siège du capitaine
Hauteur du dossier- sans appui-tête	19"
Hauteur du dossier avec appui-tête	26,5 - 30"
Largeur x Profondeur	20" x 20" / 18"
Couleur	Vinyle noir
Sièges en option :	Siège du capitaine
Hauteur du dossier- sans appui-tête	19"
Hauteur du dossier avec appui-tête	26,5 - 30"
Largeur x Profondeur	18", 20", 22" ou 24" x 18" ou 20"
Couleur	Vinyle noir
Repose-pieds :	Oui
Réglable en hauteur	3 - 7"
Angle réglable	0 - 35 degrés
Garantie :	
Cadre	5 ans
Groupe motopropulseur	13 Mois
Électronique ²	13 Mois
Batteries	12 Mois



2 couleurs passionnantes



Red



Blue

¹ L'autonomie de la batterie est de 200 livres et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.

² La garantie de l'électronique exclut les batteries.

³ L'autonomie de la batterie correspond à la capacité de poids maximale et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.