



Couleurs standard :



Crimson Red



Stone Grey

Caractéristiques standard :

- Capacité de charge de 500 lb
- Écran couleur LCD avec 3 configurations personnalisables des jauges
- Capteur de réduction de la vitesse de rotation
- Suspension avant et arrière réglable
- Contrôleur puissant de 200 ampères
- Ensemble d'éclairage LED complet
- Enceintes Bluetooth®
- Compartiment de rangement verrouillable et résistant à l'eau
- Rétroviseurs
- Support pour téléphone portable
- Port de chargement USB
- Porte-gobelets pratiques
- Barre franche à position infinie
- Siège capitaine à dossier haut et inclinaison limitée
- Largeur, angle et hauteur des accoudoirs réglables
- Grand panier avant
- Pneus pneumatiques de 12 pouces
- Clé NFC et clé de contact classique
- Batteries 2-75 AH

Eagle A/T 4 roues GR596



Élevez votre expérience de conduite en plein air vers de nouveaux sommets avec le scooter Golden Eagle All-Terrain™. Unique en son genre, le Eagle A/T affiche un design tout-terrain élégant et robuste, conçu pour offrir des performances et une maniabilité supérieures. Il est équipé d'une suspension avant et arrière réglable pour traverser en douceur les terrains extérieurs et d'un puissant contrôleur de 200 ampères pour une capacité de montée exceptionnelle. Il est équipé d'un éclairage LED complet avec feux de freinage et clignotants, d'un guidon enveloppant réglable à l'infini et d'un siège capitaine inclinable à dossier haut pour un confort maximal, ainsi que de capots rouges ou gris vifs pour un look sportif. Avec une capacité de charge de 500 lb, des pneus pneumatiques de 12 pouces à bande de roulement gazon, une autonomie pouvant atteindre 34 miles avec des batteries de 75 AH, ainsi qu'un coffre arrière résistant à l'eau pour vos effets personnels, le Golden Eagle A/T vous offre tout ce dont vous avez besoin pour profiter de votre prochaine aventure !



Passez à des batteries
100 AH pour une
autonomie accrue !

Article	GR596
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de charge	500 livres
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	11 mi/h
Plage de fonctionnement ¹	34 miles avec des batteries 75 AH
Garde au sol	4"
Rayon de braquage	76"
Type de piles	75 AH - 100 AH
Couleur	Rouge et gris
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Frein à main mécanique	Non
Chargeur	Hors conseil
Contrôleur	200 ampères
Dimensions :	
Longueur	63"
Largeur	31.7"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	56.5"
Du sol au sommet du siège	26.5"
Du sol au sommet du pont	7"
Pont jusqu'au sommet du siège	19.5"
Nombre de positions de hauteur d'assise	2
Taille des incréments	1"
Essieu avant à essieu arrière	40"
Poids de l'unité : (assemblée)	377 lb avec 75 AH 407 lb avec 100 AH
Base	94 kg
Siège avec accoudoirs	54 livres
Piles (chacune)	52 lb (75 AH) 67 lb (100 AH)
Pneus :	
Front ³	Pneumatique
Arrière ³	33 cm x 16,5 cm
Siège standard :	Capitaine à dossier haut
Siège coulissant	Standard
Hauteur du dossier	23.75"
Largeur x Profondeur	50,8 cm x 45,7 cm
Couleur	Vinyle noir
Garantie :	
Cadre	5 ans
Transmission	2 ans
Électronique ²	2 ans
Batteries	1 an

¹ Autonomie de la batterie à 200 lb, variable en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type de batterie.

² La garantie électronique exclut les piles.

³ Gonflez les pneus à 28 psi.



Badge NFC haute technologie et clé de contact classique



Écran LCD couleur avec 3 configurations personnalisables des jauges



Compartment de rangement verrouillable et résistant à l'eau fourni de série et se fixant au support d'accessoires.



Feux arrière à LED ultra-lumineux.