



Tissus standard :



Antler



Fog



Lakefront

Les tissus croisés ne sont pas disponibles.

Dione PL446



Comfort Zone[™]
by GOLDEN

Le Dione est proposé en taille moyenne et grande et présente un élégant dossier à coutures rembourrées et un coussin de chaise en peluche. Il est équipé de série d'un appui-lordose et d'un appui-tête réglables, d'une commande manuelle AutoDrive[™] programmable et d'un port de charge USB pour votre téléphone ou votre tablette. Vous trouverez également de série notre système de positionnement breveté à quatre zones de confort, qui offre une expérience d'inclinaison sans stress et de soutien.

Caractéristiques standard :

- Positionnement breveté MaxiComfort[®]
- Appui-tête réglable
- Lombaires réglable
- AutoDrive programmable[™] Commande manuelle
- Port de charge USB
- Poche supplémentaire



Série DeLUNA PL446



Numéro de modèle	PL446-MED	PL446-LAR
Taille	Moyen	Large
Capacité de poids	400 LBS	400 LBS
Positionnement	MaxiComfort	MaxiComfort
Zone(s) de confort	4	4
Technologie Twilight	NON	NON
Siège de chaise	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	OUI	OUI
Type dossier	Couture	Couture
Type de dossier amovible	Support	Support
Housse d'appui-tête	NON	NON
Housses d'accoudoir	NON	NON
Largeur globale	34"	35"
Hauteur globale	43,5"	46"
Largeur entre les bras	22"	22,5"
Du sol au haut du siège	20,5"	22"
Profondeur du siège	21"	21,5"
De l'assise au haut du dossier	28"	30"
De l'assise au haut de l'accoudoir	7"	7,5"
Distance requise par rapport au mur Recliné	24"	26"
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	42,5"	44"
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 YR	3 YR
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 YR	3 YR
Garantie sur le travail électrique	1 YR	1 YR
Routage des commandes manuelles	Bras intérieur	Bras intérieur
Option de poche supplémentaire	Standard	Standard
Option chaleur et massage	NON	NON
Option appui-tête articulé	Standard	Standard
Option lombaire réglable	Standard	Standard
Option AutoFlex	NON	NON
Option d'extension du repose-pieds	NON	NON
Option de levage droit	OUI	OUI
Port de charge USB	Bras extérieur	Bras extérieur
Batterie de secours	NON	NON
Lieu d'origine	Chine	Chine



Montré
En Fog



Port de charge USB intégré pratique pour votre téléphone ou votre tablette, situé sur le bras extérieur.

Système de diagnostic SmartTek STANDARD sur tous les modèles Golden.

Conçu et fabriqué à Old Forge, en Pennsylvanie. Assemblé en Chine à partir de composants Golden.

Comfort Zone™
by GOLDEN

Zones de confort 1 - 4 offrent un confort ergonomique en mettant l'accent sur le soutien de la tête et du dos. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment en utilisant le système exclusif AutoDrive exclusive.



WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur la Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

SHT-PR446-CAN-0326