



Venice PL447



Comfort Zone
by GOLDEN




Standard avec

Caractéristiques standard :

Entrez dans l'univers du luxe quotidien avec le fauteuil Venice du Golden. Pensé pour une relaxation absolue, il allie design raffiné et confort haut de gamme. Son dossier généreusement rembourré, son coussin moelleux et ses accoudoirs ouverts au design élégant dissimulent des fonctionnalités intelligentes : Pour plus de bien-être, le massage suédois à l'air Nirvana™ avec chaleur à infrarouge lointain est proposé de série.

Expérimentez confort personnalisé avec notre système 5-Zone Comfort Zone™, amélioré par la technologie brevetée Twilight Tilt et le MaxiComfort Positioning™. Réglez sans effort le repose-pieds, le dossier, l'appui-tête, le soutien lombaire et l'inclinaison à l'aide de notre commande manuelle intuitive et programmable AutoDrive™.

Tissus standard :



Sand (ASD)



Stone (AST)

- Technologie d'inclinaison brevetée Twilight™
- Système breveté MaxiComfort™ Positioning™ avec siège à quatre directions
- Appui-tête & lombaire réglables
- Commande manuelle programmable AutoDrive™
- Massage suédois Nirvana™ avec thérapie par chaleur infrarouge lointaine
- Port de charge USB
- Chargeur sans fil pour smartphone
- Porte-gobelet intégré
- Lampe de lecture LED amovible et tablette
- Compartiment de rangement
- Système de diagnostic SmartTek®
- Options de levage complet et droit

PL447 Venise

Caractéristiques et accessoires standard

Numéro de modèle	PL447
Taille	Moyen
Dispositif médical de classe II	Oui
Capacité de poids	400 LB
Positionnement	Infini
Zone(s) de confort	5
Technologie Twilight Tilt	Oui
Siège de chaise	Oui
Siège à ressorts ensachés	Oui
Type dossier	Couture
Type de dossier amovible	Support
Largeur globale	37 pouces
Hauteur globale	45 pouces
Profondeur totale (assis)	37 pouces
Largeur du siège	22 pouces
Du sol au haut du siège	20 pouces
Profondeur du siège	21 pouces
De l'assise au haut du dossier	29 pouces
De l'assise au haut de l'accoudoir	7 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	25 pouces
Du dossier du siège à l'extrémité du repose-pieds déployé	43 pouces
Garantie à vie, châssis de chaise, châssis de levage, châssis d'inclinaison, mécanisme d'inclinaison	Oui
Garantie sur les pièces électriques	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	Oui
Garantie sur le travail mécanique	1 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN
Garantie sur le tissu, la mousse et les ressorts ensachés	1 AN
Housse d'appui-tête	Non
Housses d'accoudoir	Non
Levée droite	Oui
Routage des commandes manuelles	Compartment
Poche supplémentaire disponible	Non
Nirvana Air Massage and Heat Disponible	Standard
Massage par chaleur et vibrations disponible	Non
Technologie HeatWave disponible	Non
Appuie-tête articulé disponible	Standard
Soutien lombaire réglable	Standard
Extension du repose-pieds disponible	Non
Port de charge USB	Compartment
Batterie de secours	Oui
Lieu d'origine	Chine



Conception à bras ouverts



Lumière LED



Porte-gobelet



Chargeur sans fil et compartiment de rangement



Port de chargement USB et compartiment de rangement



NIRVANA
SWEDISH MASSAGE

Nirvana™ associe le massage suédois apaisant à la chaleur profonde des infrarouges lointains afin de détendre et d'étirer les muscles, de soulager les raideurs dues à une position assise prolongée et de restaurer le bien-être de tout le corps.

Système de diagnostic Smart Tek STANDARD sur tous les modèles UltraComfort

Comfort Zone™ by GOLDEN

Zones de confort 1 - 5 Ce système de positionnement intègre les cinq zones de confort réglables pour créer une expérience de bien-être ultime grâce à notre technologie brevetée Twilight. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment en utilisant le système exclusif AutoDrive™ exclusive.



LOWER BODY UPPER BODY HEADREST LUMBAR TWILIGHT TILT

WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur la Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Conçu et fabriqué à Old Forge, en Pennsylvanie. Assemblé en Chine.

La documentation est à jour au moment de l'impression. UltraComfort se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechnologies