



Montrée en bois de cerf

Elara
PR/
PL118



Comfort Zone[™]
by GOLDEN


Inspirée par la lune, la série DeLuna[™] de fauteuils inclinables de luxe à relevage électrique est conçue pour vous offrir un confort des plus apaisants et un sommeil réparateur. L'Elara est proposé en deux tailles avec un style de dossier qui offre un maximum de confort dans un design de couture de bon goût. Il est doté d'un appui-tête, d'un coussin de soutien et d'un port USB sur la commande manuelle. Disponible dans de nouveaux tissus luxueux pour s'adapter à tous les décors. Profitez de l'énergie puissante et prenez le temps de mieux vous connecter avec vous-même dans votre fauteuil relax DeLuna de Golden !

 **GOLDEN**


Tissus standard :



Antler



Lakefront



Nouveau! Umber

Ce tissu Imagine contemporain en peluche se décline dans des couleurs magnifiques et riches. Il est doté de notre système exclusif SofTouch[™] avec revêtement de défense Stain.

Le motif en polyuréthane Sinda est doux et souple et a été conçu pour être respirant tout en étant très durable. Il donne un aspect cuir réaliste avec une texture subtile. Le matériau composite et l'enduit de résine polyuréthane rendent ce tissu résistant à l'eau, flexible et léger. Les tissus Sinda sont couverts par une garantie de 5 ans

Les tissus croisés ne sont pas disponibles.

Caractéristiques standard :

- Nouveau ! Tissu en uréthane Sinda Umber. Sa surface résistante à l'eau et facile à nettoyer (essuyable) assure une durabilité supérieure, avec une garantie de 5 ans
- Accoudoir à prise facile
- Commande manuelle douce
- Port de charge USB

Série DeLUNA PR/PL118

Numéro de modèle	118-MSM	118-LAR
Taille	Moyen-Petit	Large
Capacité de poids	400 LBS	400 LBS
Positionnement	3	3
Zone(s) de confort	1	1
Technologie Twilight	NON	NON
Siège de chaise	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	NON	OUI
Type dossier	Couture	Couture
Type de dossier amovible	Support	Support
Housse d'appui-tête	OUI	OUI
Housses d'accoudoir	NON	NON
Largeur globale	32"	34"
Hauteur globale	43"	46"
Largeur entre les bras	21"	23"
Du sol au haut du siège	18,5"	19,5"
Profondeur du siège	21"	21"
De l'assise au haut du dossier	29"	31"
De l'assise au haut de l'accoudoir	7"	6"
Distance requise par rapport au mur Recliné	19"	20"
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	42"	42"
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 YR	3 YR
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 YR	3 YR
Garantie sur le travail électrique	1 YR	1 YR
Routage des commandes manuelles	Bras intérieur	Bras intérieur
Option de poche supplémentaire	NON	NON
Option chaleur et massage	NON	NON
Option appui-tête articulé	NON	NON
Option lombaire réglable	NON	NON
Option AutoFlex	NON	NON
Option d'extension du repose-pieds	NON	NON
Option de levage droit	OUI	OUI
Port de charge USB	Commande manuelle	Commande manuelle
Batterie de secours	OUI	OUI
Lieu d'origine	Chine	Chine



L'élégant dossier à coutures et le tissu souple en uréthane rendent cette chaise à la fois attrayante et très durable.

Montré en Bord de lac



Montrée en Bord de lac

Système de diagnostic SmartTek STANDARD sur tous les modèles Golden.

Conçu et fabriqué à Old Forge, en Pennsylvanie. Assemblé en Chine à partir de composants Golden.

Comfort Zone™ by GOLDEN

La zone de confort 1 offre un positionnement ergonomique du bas du corps permettant à vos muscles de se détendre pour un confort durable. La zone de confort 1 peut être réglée à l'aide des deux boutons de la télécommande.



WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur la Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68



Retrouvez-nous sur
Facebook
www.facebook.com/goldentechcanada

SHT-FR-PL118-CAN-0326