




Tissus standard :



Lagoon



Umber

Le motif en polyuréthane Sinda est doux et souple et a été conçu pour être respirant tout en étant très durable. Il donne un aspect cuir réaliste avec une texture subtile. Le matériau composite et l'enduit de résine polyuréthane rendent ce tissu résistant à l'eau, flexible et léger. Les tissus Sinda sont couverts par une garantie de 5 ans

Les tissus croisés ne sont pas disponibles.

**Rhea
PR442**



Comfort Zone[™]
by GOLDEN

Prenez des vacances loin de votre quotidien bien rempli dans le Rhea. Avec son dossier rembourré, son coussin de chaise long moelleux et son design à accoudoirs ouverts, il offre un porte-gobelet, des compartiments de rangement, une prise de courant avec lumière LED amovible, une tablette, un chargeur de téléphone sans fil et un port USB pour plus de commodité. Profitez d'un confort personnalisé grâce à notre système Comfort Zone à 4 zones comprenant notre positionnement breveté MaxiComfort®. Pour encore plus de bien-être et de confort, profitez de la chaleur infrarouge apaisante de la technologie HeatWave™ qui diffuse une chaleur thérapeutique des épaules aux pieds pour une relaxation ultime.

Caractéristiques standard :

- Positionnement breveté MaxiComfort®
- Appui-tête & lombaire réglables
- Commande manuelle programmable AutoDrive™
- Technologie HeatWave™
- Chargeur sans fil pour smartphone
- Port de charge USB
- Porte-gobelet intégré
- Stockage à bras ouverts
- Système de diagnostic SmartTek®
- Poche supplémentaire
- Lampe de lecture LED un port électrique amovible et tablette



**NOUVEAU Port
d'alimentation avec
accessoires en option !**

Série DeLUNA PR442

Numéro de modèle	PR442-MED	PR442-LAR
Taille	Moyen	Large
Dispositif médical de classe I	OUI	OUI
Capacité de poids	400 LBS	400 LBS
Positionnement	MaxiComfort	MaxiComfort
Zone(s) de confort	4	4
Technologie Twilight	NON	NON
ZG+	NON	NON
Siège de chaise	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	OUI	OUI
Type dossier	Couture	Couture
Type de dossier amovible	Libération rapide	Libération rapide
Housse d'appui-tête	NON	NON
Housses d'accoudoir	NON	NON
Largeur globale	37"	39"
Hauteur globale	45"	50"
Largeur du siège	22"	24"
Du sol au haut du siège	20"	21"
Profondeur du siège	21"	22"
De l'assise au haut du dossier	29"	33"
De l'assise au haut de l'accoudoir	7"	8"
Distance requise par rapport au mur Recliné	25"	30"
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	43"	44"
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 AN	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 AN	3 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN	1 AN
Routage des commandes manuelles	Compartment de l'accoudoir droit	Compartment de l'accoudoir droit
Option de poche supplémentaire	Standard	Standard
Option de massage par chaleur et vibration	NON	NON
Option technologie HeatWave	Standard	Standard
Nirvana™ avec option Heatwave	NON	NON
Option appui-tête articulé	Standard	Standard
Option lombaire réglable électriquement	Standard	Standard
Option d'extension du repose-pieds	NON	NON
Option de levage droit	Standard	Standard
Port de charge USB	Compartment de l'accoudoir gauche	Compartment de l'accoudoir gauche
Batterie de secours	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Système de diagnostic SmartTek	Standard	Standard
Lieu d'origine	Importé	Importé

Conçu et fabriqué à Old Forge, en Pennsylvanie. Assemblé en Chine à partir de composants Golden.

Caractéristiques et accessoires standard :



Porte-gobelet, prise électrique, port de chargement USB et compartiment de rangement



Chargeur sans fil pour smartphone et compartiment de rangement



Appui-tête & lombaire réglables



Technologie HeatWave™



Lampe de lecture LED amovible et table-plateau

Accessoires en option :

- Ventilateur de refroidissement
- Flex Light
- Torche audio
- Bol à goûter lumineux
- Diffuseur d'huiles essentielles
- Porte-tablette
- Porte-verre Stem



Comfort Zone
by GOLDEN

Zones de confort 1 - 4 offrent un confort ergonomique en mettant l'accent sur le soutien de la tête et du dos. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment en utilisant le système exclusif AutoDrive exclusive.



WE PATENTED COMFORT™

La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur la Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook
www.facebook.com/goldentechcanada

LIT-FR-SHT-PR442-CAN-0326