



Présenté en Lagoon

**Rhea
PR447**



Comfort Zone™
by GOLDEN


Profitez du Rhea pour vous reposer d'une journée bien remplie. Il est doté d'un dossier généreusement rembourré, d'un coussin moelleux et d'accoudoirs ouverts intégrant de nombreuses fonctionnalités de série : porte-gobelet, prise électrique pour accessoires, deux compartiments de rangement et chargeur de téléphone sans fil. Les options de positionnement sont pratiquement infinies grâce à notre système de positionnement 5-Zone Comfort Zone™, qui comprend la technologie Twilight brevetée, le positionnement MaxiComfort®, un appui-tête réglable et un soutien lombaire ajustable, le tout contrôlé par notre télécommande programmable AutoDrive™. Pour un confort et un bien-être accrus, le massage suédois Nirvana™ avec la technologie HeatWave™ est inclus de série. Il offre une chaleur thérapeutique qui débute au niveau des épaules et se prolonge jusqu'aux pieds. Lorsque vous ouvrez l'accoudoir droit, vous découvrirez un chargeur sans fil ainsi qu'un compartiment de rangement contenant la télécommande AutoDrive. L'accoudoir gauche abrite un porte-gobelet, une prise électrique et un second compartiment de rangement contenant la télécommande Nirvana. De plus, le porte-gobelet peut être utilisé sans compromettre le confort de l'accoudoir grâce à sa conception divisée !

 **GOLDEN**

Tissus standard :



Lagoon



Umber

Le motif en polyuréthane Sinda est doux et souple et a été conçu pour être respirant tout en étant très durable. Il donne un aspect cuir réaliste avec une texture subtile. Le matériau composite et l'enduit de résine polyuréthane rendent ce tissu résistant à l'eau, flexible et léger. Les tissus Sinda sont couverts par une garantie de 5 ans.

Les tissus croisés ne sont pas disponibles.

Caractéristiques standard :

- Technologie brevetée Twilight Tilt
- Positionnement breveté MaxiComfort®
- Appui-tête réglable
- Lombaires réglables
- Commande manuelle programmable AutoDrive™
- Port d'alimentation + voyant LED
- Nirvana™ Swedish Massage with HeatWave™ Technology
- Chargeur de téléphone sans fil
- Porte-gobelet intégré
- Système de diagnostic SmartTek®
- Poche supplémentaire


NIRVANA™
SWEDISH MASSAGE

Série DeLUNA PR447

Numéro de modèle	PR447-MED	PR447-LAR
Taille	Moyen	Large
Dispositif médical de classe I	OUI	OUI
Capacité de poids	400 LBS	400 LBS
Positionnement	MaxiComfort	MaxiComfort
Zone(s) de confort	5	5
Technologie Twilight	OUI	OUI
ZG+	OUI	OUI
Siège de chaise	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	OUI	OUI
Type dossier	Couture	Couture
Type de dossier amovible	Libération rapide	Libération rapide
Housse d'appui-tête	NON	NON
Housses d'accoudoir	NON	NON
Largeur globale	37 pouces	39 pouces
Hauteur globale	45 pouces	50 pouces
Largeur du siège	22 pouces	24 pouces
Du sol au haut du siège	20 pouces	21 pouces
Profondeur du siège	21 pouces	22 pouces
De l'assise au haut du dossier	29 pouces	33 pouces
De l'assise au haut de l'accoudoir	7 pouces	8 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	25 pouces	30 pouces
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	43 pouces	44 pouces
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 AN	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 AN	3 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN	1 AN
Routage des commandes manuelles	Compartment de l'accoudoir droit	Compartment de l'accoudoir droit
Option de poche supplémentaire	Standard	Standard
Option de massage par chaleur et vibration	NON	NON
Nirvana avec l'option HeatWave	Standard	Standard
Technologie HeatWave	NON	NON
Option appui-tête articulé	Standard	Standard
Option lombaire réglable électriquement	Standard	Standard
Option d'extension du repose-pieds	NON	NON
Option de levage droit	Standard	Standard
Port de charge USB	Compartment de l'accoudoir gauche	Compartment de l'accoudoir gauche
Batterie de secours	Lithium-Ion	Lithium-Ion
Système de diagnostic SmartTek	Standard	Standard
Lieu d'origine	Importé	Importé

Conçu et fabriqué à Old Forge, en Pennsylvanie. Assemblé en Chine à partir de composants Golden.

Caractéristiques standard de confort et de commodité :



Accoudoir droit : Chargeur sans fil et compartiment de rangement



Accoudoir gauche : Portegobelet, prise électrique et compartiment de rangement



Appui-tête & lombaire réglables



Nirvana™ avec technologie HeatWave™



Port d'alimentation + lampe de lecture LED

Accessoires en option :

- Ventilateur de refroidissement
- Flex Light
- Torche audio
- Bol à goûter lumineux
- Diffuseur d'huiles essentielles
- Porte-tablette
- Porte-verre Stem



Comfort Zone™ by GOLDEN

Zones de confort 1 - 5 Ce système de positionnement intègre les cinq zones de confort réglables pour créer une expérience de bien-être ultime grâce à notre technologie brevetée Twilight. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment en utilisant le système exclusif AutoDrive™ exclusive.



WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit de modifier le produit ou la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.

Les dispositifs médicaux de classe II de la FDA conçus par Golden Technologies sont destinés à aider les personnes souffrant d'un handicap physique.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

LIT-FR-SHT-PR447-CAN-0326