





Tissus standard :




Calypso




Camel



Hazelnut



Shiraz



Sterling

Ce tissu se distingue par son confort, sa texture lisse et ses riches options de couleurs. Il est doté de notre revêtement exclusif SofTouch™ avec protection anti-taches.

* Un supplément sera appliqué pour tous les tissus croisés.

Caractéristiques standard :

- Positionnement MaxiComfort® breveté
- Programmable AutoDrive™ Contrôle des mains
- Siège baquet personnalisé
- Pochette supplémentaire

Options de mise à niveau :

- NOUVELLE technologie d'onde de chaleur pour tout le corps
- Chaleur et massage thérapeutiques de luxe

**Cloud
PR510**



Comfort Zone™
by GOLDEN

Le Cloud™ de Golden est un fauteuil releveur électrique extrêmement confortable et populaire, doté d'une taille hybride. Proposées en deux tailles, ces fauteuils offrent notre système d'assise unique et ergonomique Cloud et un design de siège baquet personnalisé pour un confort et un soutien à long terme. Ils sont dotés d'un dossier en peluche et de coussins d'accoudoir moulés solides à haute densité pour une détente exceptionnelle. Améliorez votre confort grâce à notre NOUVELLE technologie d'ondes thermiques pour tout le corps, avec une thérapie par la chaleur à l'infrarouge lointain pour plus de bien-être et de détente.



Série MAXICOMFORT® PR510

Numéro de modèle	PR510-SME	PR510-MLA
Taille	Petit/Moy.	Moy/Grand
Capacité de poids	400 LB	400 LB
Positionnement	MaxiComfort	MaxiComfort
Zone(s) de confort	2	2
Technologie Twilight	NON	NON
Siège de fauteuil	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	NON	NON
Type de dossier	Biscuit	Biscuit
Type de dossier amovible	NON	NON
Housse d'appui-tête	OUI	OUI
Housses d'accoudoirs	NON	NON
Largeur générale	33,5 po	38 po
Hauteur générale	41 po	45 po
Largeur entre les bras	18,5 po	20 po
Du sol au haut du siège	19 po	20 po
Profondeur du siège	19,5 po	21,5 po
Du siège au haut du dossier	27 po	29 po
Du siège au haut du bras	7,5 po	7 po
Distance requise par rapport au mur en position inclinée	23 po	24 po
Extension inclinée du dossier du siège à l'extrémité du repose-pieds	43 po	44 po
Garantie à vie, cadre de fauteuil, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 ANS	3 ANS
Année pro rata de 4 à 7	OUI	OUI
Garantie sur la main-d'œuvre mécanique	3 ANS	3 ANS
Garantie sur la main-d'œuvre électrique	1 AN	1 AN
Acheminement des commandes manuelles	Poche intérieure	Poche intérieure
Pochette suppl. (en option)	Standard	Standard
Chaleur et massage (en option)	OUI	OUI
Technologie d'onde de chaleur pour tout le corps (en option)	OUI	OUI
Appui-tête articulé (en option)	NON	NON
Lombaire réglable (en option)	NON	NON
Extension de repose-pieds (en option)	NON	NON
Levage droit (en option)	OUI	OUI
Port de charge USB	NON	NON
Pile de secours	OUI	OUI
Lieu d'origine	États-Unis	États-Unis

Système de diagnostic SmartTek STANDARD sur tous les modèles Golden.



Mise à jour avec Chaleur et massage thérapeutiques de luxe

ou

NOUVELLE technologie d'onde de chaleur pour tout le corps



Montré en Coffee Bean




Comfort Zone™
by GOLDEN

Les zones de confort 1 et 2 travaillent ensemble pour créer un positionnement et un confort de bien-être individualisés. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment à l'aide de la commande manuelle exclusive AutoDrive.



WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec l'appareil photo de votre téléphone intelligent pour en savoir plus sur la Zone de confort de Golden.

GOLDEN
Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca



La documentation est actuelle au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les tailles peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, de l'épaisseur du rembourrage et du tapis. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles en métal.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

Trouvez-nous sur
Facebook
www.facebook.com/goldentechcanada

SHT-PR510-CAN-0326