




Tissus standard :



Calypso



Camel



Hazelnut



Shiraz



Sterling

NOUVEAU Polyuréthane Sinda !

Pas de supplément pour les tissus croisés dans le motif Sinda sur PR511 uniquement.

* Un supplément sera appliqué pour tous les autres tissus croisés.

Cloud+ PR511



Comfort Zone[™]
by GOLDEN

Détendez-vous et ressourcez-vous dans le confort et le style avec le fauteuil inclinable Cloud+ Power Lift. Le Cloud+ se distingue par son design élégant avec chargement par le haut et accoudoirs ouverts, son dossier aux coutures moelleuses et son siège baquet ergonomique qui épouse votre corps pour favoriser une posture optimale. Profitez d'un positionnement personnalisé grâce à notre système 4-Zone Comfort Zone[™], qui permet d'ajuster le repose-pieds, le dossier, l'appui-tête et le soutien lombaire grâce à notre commande manuelle AutoDrive[™] programmable. Pour une détente ultime, optez pour notre nouveau système de massage suédois à air Nirvana[™], combiné à la thérapie thermique infrarouge lointain HeatWave[™], qui procure une chaleur apaisante sur l'ensemble du corps. Les compartiments de l'accoudoir droit comprennent une station d'accueil pour la commande manuelle, un chargeur de téléphone sans fil et un port d'alimentation pouvant accueillir la liseuse LED ou la tablette amovible incluses de série. Les compartiments de l'accoudoir gauche sont équipés d'un porte-gobelet, d'un port de charge USB et d'espaces de rangement supplémentaires. Personnalisez votre expérience avec une gamme d'accessoires optionnels, incluant une torche audio, un support pour tablette, une lampe flexible, un bol à collation à couleur changeante, un ventilateur et un diffuseur. En prime, profitez du porte-gobelet et de la table sans compromettre le confort des accoudoirs, grâce à leur design divisé !

GOLDEN

Cloud+

Caractéristiques standard :

- Positionnement breveté MaxiComfort[®]
- Appui-tête réglable
- Lombaires réglables
- Commande manuelle AutoDrive[™] programmable
- Table à plateau amovible
- Port d'alimentation et lumière LED
- Chargeur de téléphone sans fil
- Port de charge USB
- Porte-boisson
- Système de diagnostic SmartTek[®]

Caractéristiques optionnelles :

- Massage à air suédois Nirvana[™] avec technologie HeatWave[™]



Série MAXICOMFORT® PR511



Numéro de modèle	PR511-SMA	PR511-MED	PR511-LAR
Taille	Petit	Moyen	Large
Dispositif médical de classe I	OUI	OUI	OUI
Capacité de poids	375 LBS	375 LBS	375 LBS
Positionnement	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Zone(s) de confort	4	4	4
Technologie Twilight	NON	NON	NON
ZG+	NON	NON	NON
Siège de chaise	OUI	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	NON	NON	NON
Type dossier	Couture	Couture	Couture
Type de dossier amovible	Libération rapide	Libération rapide	Libération rapide
Housse d'appui-tête	NON	NON	NON
Housses d'accoudoir	NON	NON	NON
Largeur globale	37,5 pouces	37,5 pouces	39 pouces
Hauteur globale	44 pouces	46 pouces	48 pouces
Largeur du siège	23 pouces	23 pouces	25 pouces
Du sol au haut du siège	20 pouces	21 pouces	22 pouces
Profondeur du siège	19 pouces	21 pouces	22 pouces
De l'assise au haut du dossier	28 pouces	30 pouces	32 pouces
De l'assise au haut de l'accoudoir	7 pouces	7 pouces	8 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	21 pouces	22 pouces	25 pouces
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	43 pouces	43 pouces	44 pouces
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 AN	3 AN	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 AN	3 AN	3 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN	1 AN	1 AN
Routage des commandes manuelles	Compartment	Compartment	Compartment
Option de poche supplémentaire	NON	NON	NON
Option de massage par chaleur et vibration	NON	NON	NON
Option technologie HeatWave	NON	NON	NON
Nirvana avec l'option HeatWave	OUI	OUI	OUI
Option appui-tête réglable	Standard	Standard	Standard
Option lombaire réglable électriquement	Standard	Standard	Standard
Option d'extension du repose-pieds	OUI	OUI	OUI
Option de levage droit	Standard	Standard	Standard
Port de charge USB	OUI	OUI	OUI
Batterie de secours	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Système de diagnostic SmartTek	Standard	Standard	Standard
Lieu d'origine	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS



Caractéristiques et accessoires standard



Appui-tête et lombaire à réglage électrique




Porte-boissons et compartiment de rangement



Chargeur de téléphone sans fil



Port de charge USB et compartiment de rangement



Lumière LED




Table à plateau amovible

Accessoires en option

- Ventilateur de refroidissement
- Flex Light
- Torche audio
- Bol à goûter lumineux
- Diffuseur d'huiles essentielles
- Porte-tablette
- Porte-verre à vin

Visitez notre site web pour voir les accessoires optionnels !



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca



Comfort Zone™ by GOLDEN

Comfort Zones 1 et 2 travaillent ensemble pour créer un positionnement de bien-être et de confort individualisé. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment en utilisant le système exclusif AutoDrive.



WE PATENTED COMFORT™



La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68



Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

FR-SHT-PR511-CAN-0326