





Tissus standard :




Calypso



Camel



Hazelnut



Shiraz



Sterling

Ce tissu présente un aspect moderne et actualisé avec de riches options de couleurs. Il est doté de notre revêtement exclusif SofTouch™ avec protection anti-taches.

*Un supplément sera appliqué pour tous les tissus croisés.

Cloud PR517



Comfort Zone™
by GOLDEN

Détendez-vous et rechargez vos batteries dans le confort et l'élégance avec le fauteuil inclinable électrique PR517 Cloud™. Le Cloud est de taille moyenne/grande et dispose d'un dossier rembourré élégant et d'un siège baquet favorisant une bonne posture qui s'adapte à votre corps, vous permettant ainsi de vous détendre après une journée bien remplie. Les options de positionnement sont infinies grâce à notre système de positionnement 4-Zone Comfort Zone™, qui offre quatre zones de positionnement réglables : repose-pieds, dossier, appui-tête et lombaire, toutes actionnées par notre commande manuelle AutoDrive™ programmable.

 **GOLDEN**

Caractéristiques standard :

- Positionnement breveté MaxiComfort®
- Appui-tête réglable
- Lombaires réglables
- Commande manuelle programmable AutoDrive™
- Siège baquet personnalisé
- Poche supplémentaire
- Système de diagnostic SmartTek®

Options d'amélioration :

- Technologie HeatWave™
- Massage thérapeutique Deluxe avec chaleur et vibrations



Série MAXICOMFORT® PR517

Numéro de modèle	PR517-MLA
Taille	Moyen/Grand
Dispositif médical de classe I	OUI
Capacité de poids	400 LBS
Positionnement	MaxiComfort
Zone(s) de confort	4
Technologie Twilight	NON
ZG+	NON
Siège de chaise	OUI
Siège à ressorts ensachés	NON
Type dossier	Biscuit
Type de dossier amovible	Boulon
Housse d'appui-tête	Standard
Housses d'accouider	NON
Largeur globale	38 pouces
Hauteur globale	48 pouces
Largeur du siège	20 pouces
Du sol au haut du siège	20 pouces
Profondeur du siège	21,5 pouces
De l'assise au haut du dossier	32 pouces
De l'assise au haut de l'accouider	8,5 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	26,5 pouces
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	46 pouces
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN
Routage des commandes manuelles	Poche intérieure
Option de poche supplémentaire	Standard
Option de massage par chaleur et vibration	OUI
Nirvana avec l'option HeatWave	NON
Option technologie HeatWave	OUI
Option appui-tête articulé	Standard
Option lombaire réglable électriquement	Standard
Option d'extension du repose-pieds	OUI
Option de levage droit	Standard
Port de charge USB	NON
Batterie de secours	Lithium-ion
Système de diagnostic SmartTek	Standard
Lieu d'origine	ÉTATS-UNIS



Optez pour la version Deluxe avec chaleur thérapeutique et massage

— ou —

NOUVEAU !!

Technologie HeatWave



Montré en Coffee Bean*



Comfort Zone™ by GOLDEN

Comfort Zones 1 et 2 travaillent ensemble pour créer un positionnement de bien-être et de confort individualisé. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment en utilisant le système exclusif AutoDrive exclusive.



WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca



La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapiserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

LIT-FR-SHT-PR517-CAN-0326