



Montré en Brisa® Coffee Bean

Cloud+
PR525




Comfort Zone[™]
by GOLDEN

Détendez-vous et rechargez vos batteries grâce au confort personnalisé du fauteuil releveur électrique Cloud+ Power Lift. Conçu pour un luxe au quotidien, il est doté d'un dossier généreusement rembourré, d'un siège baquet en mousse à mémoire de forme favorisant une bonne posture et d'accoudoirs en mousse à mémoire de forme pour un confort durable. Grâce à notre système de positionnement à 5 zones comprenant la technologie Twilight brevetée, le positionnement MaxiComfort® breveté, un appui-tête réglable et un soutien lombaire ajustable, les options de positionnement sont pratiquement infinies. Les compartiments de l'accoudoir droit intègrent une station d'accueil pour la télécommande, un chargeur de téléphone sans fil ainsi qu'un port d'alimentation compatible avec la lampe de lecture LED et le plateau de service fournis. À gauche, vous trouverez un porte-gobelet, un port USB et un espace de rangement supplémentaire. Personnalisez encore davantage votre expérience avec des accessoires en option, tels qu'un haut-parleur Bluetooth, un support pour tablette, un bol à collations à changement de couleur, un ventilateur, un diffuseur et bien plus encore. En prime, profitez du porte-gobelet et de la table sans compromettre le confort des accoudoirs, grâce à leur design divisé ! Améliorez votre confort et votre bien-être en ajoutant notre massage suédois Nirvana™ avec chaleur infrarouge lointaine, notre massage Deluxe Heat & Vibrating ou notre technologie HeatWave™.

 **GOLDEN**

Cloud+ 


Tissus standard :




Calypso



Camel



Hazelnut



Shiraz



Sterling

NOUVEAU Polyuréthane Sinda !

Pas de supplément pour les tissus croisés dans le motif Sinda sur les modèles PR525 ou PR511 uniquement.

* Un supplément sera appliqué pour tous les autres tissus croisés.

Caractéristiques standard :

- Technologie brevetée Twilight™ Tilt
- Positionnement MaxiComfort® breveté avec siège à quatre directions
- Appui-tête réglable
- Lombaires réglables
- Commande manuelle AutoDrive™ programmable
- Table à plateau amovible
- Éclairage LED amovible
- Chargeur de téléphone sans fil
- Port de charge USB
- Porte-boisson
- Options de levage complet et droit
- Système de diagnostic SmartTek®

Caractéristiques optionnelles*:

- Technologie HeatWave™
- Massage chauffant et vibrant de luxe
- Nirvana™ Massage suédois à l'air avec thérapie par chaleur infrarouge lointaine

*Un délai supplémentaire peut s'appliquer.


Série MAXICOMFORT® PR525

Numéro de modèle	PR525-SMA	PR525-MED	PR525-LAR
Taille	Petit	Moyen	Large
Dispositif médical de classe I	OUI	OUI	OUI
Capacité de poids	400 LBS	400 LBS	400 LBS
Positionnement	Twilight	Twilight	Twilight
Zone(s) de confort	5	5	5
Technologie Twilight	OUI	OUI	OUI
ZG+	OUI	OUI	OUI
Siège de chaise	OUI	OUI	OUI
Siège à ressorts enséchés	NON	NON	NON
Type dossier	Couture	Couture	Couture
Type de dossier amovible	Libération rapide	Libération rapide	Libération rapide
Housse d'appui-tête	NON	NON	NON
Housses d'accoudoir	NON	NON	NON
Largeur globale	37,5 pouces	37,5 pouces	39 pouces
Hauteur globale	43 pouces	46 pouces	48 pouces
Largeur du siège	23 pouces	23 pouces	25 pouces
Du sol au haut du siège	20 pouces	21 pouces	22 pouces
Profondeur du siège	19 pouces	21 pouces	22 pouces
De l'assise au haut du dossier	28 pouces	30 pouces	32 pouces
De l'assise au haut de l'accoudoir	8,5 pouces	7 pouces	8 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	20,5 pouces	22 pouces	25 pouces
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	43 pouces	43 pouces	44 pouces
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 AN	3 AN	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 AN	3 AN	3 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN	1 AN	1 AN
Routage des commandes manuelles	Compartment	Compartment	Compartment
Option de poche supplémentaire	NON	NON	NON
Option de massage par chaleur et vibration	OUI	OUI	OUI
Option technologie HeatWave	OUI	OUI	OUI
Nirvana avec l'option HeatWave	OUI	OUI	OUI
Option d'appui-tête à réglage électrique	Standard	Standard	Standard
Option lombaire réglable électriquement	Standard	Standard	Standard
Option d'extension du repose-pieds	OUI	OUI	OUI
Option de levage droit	Standard	Standard	Standard
Port de charge USB	OUI	OUI	OUI
Batterie de secours	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Système de diagnostic SmartTek	Standard	Standard	Standard
Lieu d'origine	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS

Cloud+



Caractéristiques et accessoires standard




Appui-tête et lombaire à réglage électrique



Porte-boissons et compartiment de rangement



Chargeur de téléphone sans fil



Port de charge USB et compartiment de rangement



Eclairage LED amovible




Table à plateau amovible



Comfort Zone™ by GOLDEN

Zones de confort 1 - 5 Ce système de positionnement intègre les cinq zones de confort réglables pour créer une expérience de bien-être ultime grâce à notre technologie brevetée Twilight. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment en utilisant le système exclusif AutoDrive™ exclusive.



WE PATENTED COMFORT™

Accessoires en option

- Ventilateur de refroidissement
- Flex Light
- Enceinte Bluetooth
- Bol à goûter lumineux
- Diffuseur d'huiles essentielles
- Porte-tablette
- Porte-verre Stem

Visitez notre site web pour voir les accessoires optionnels !

GOLDEN

Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca



La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapissure. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

LIT-FR-SHT-PR525-CAN-0326