



Présenté en  
Slate

**Cloud  
PR527**




*Comfort Zone*<sup>™</sup>  
by GOLDEN

Le fauteuil inclinable électrique de luxe Cloud<sup>™</sup> allie un design classique à des caractéristiques innovantes, comme un dossier ultra-moelleux et généreusement rembourré, ainsi qu'un siège baquet en mousse à mémoire de forme au contour unique conçu pour envelopper les hanches et favoriser une posture saine. Grâce à notre système de positionnement à 5 zones, qui comprend la technologie Twilight brevetée, le positionnement MaxiComfort<sup>®</sup> breveté, un appui-tête réglable et un soutien lombaire ajustable, les options de positionnement sont infinies. Pour optimiser votre confort et votre bien-être, ajoutez notre massage suédois Nirvana<sup>™</sup> avec la technologie infrarouge lointain HeatWave<sup>™</sup> pour tout le corps ou le massage Deluxe avec chaleur et vibrations.



## Tissus standard :



Ink



Sand



Slate



Spa



Stone

Ce tissu présente un aspect moderne et actualisé avec de riches options de couleurs.

\* Un supplément sera appliqué pour tous les tissus croisés.

## Caractéristiques standard :

- Technologie brevetée Twilight Tilt
- Positionnement MaxiComfort<sup>®</sup> breveté avec siège à quatre directions
- Appui-tête réglable
- Lombaires réglables
- Commande manuelle programmable AutoDrive<sup>™</sup>
- Port de charge USB
- Poche supplémentaire
- Système de diagnostic SmartTek<sup>®</sup>

## Caractéristiques optionnelles\*:

- Technologie HeatWave<sup>™</sup>
- Massage chauffant et vibrant de luxe
- Nirvana<sup>™</sup> Massage suédois à l'air avec thérapie par chaleur infrarouge lointaine

\*Un délai supplémentaire peut s'appliquer.

# Série MAXICOMFORT® PR527

Numéro de modèle	PR527-SME	PR527-MLA
Taille	Petit/Moyen	Moyen/Grand
Dispositif médical de classe I	OUI	OUI
Capacité de poids	400 LBS	400 LBS
Positionnement	Twilight	Twilight
Zone(s) de confort	5	5
Technologie Twilight	OUI	OUI
Position ZG+	OUI	OUI
Siège de chaise	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	NON	NON
Type dossier	Couture	Couture
Type de dossier amovible	Libération rapide	Libération rapide
Housse d'appui-tête	NON	NON
Housses d'accoudoir	NON	NON
Largeur globale	38,5 pouces	38,5 pouces
Hauteur globale	44 pouces	47 pouces
Largeur du siège	23,5 pouces	23,5 pouces
Du sol au haut du siège	19,5 pouces	22,5 pouces
Profondeur du siège	20,5 pouces	32 pouces
De l'assise au haut du dossier	29 pouces	28 pouces
De l'assise au haut de l'accoudoir	8,5 pouces	8,5 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	21 pouces	21,5 pouces
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	42 pouces	43 pouces
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 AN	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 AN	3 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN	1 AN
Routage des commandes manuelles	Bras extérieur	Bras extérieur
Option de poche supplémentaire	Standard	Standard
Option de massage par chaleur et vibration	OUI	OUI
Option technologie HeatWave	OUI	OUI
Nirvana avec l'option HeatWave	OUI	OUI
Option appui-tête articulé	Standard	Standard
Option lombaire réglable électriquement	Standard	Standard
Option d'extension du repose-pieds	NON	NON
Option de levage droit	Standard	Standard
Port de charge USB	Accoudoir droit	Accoudoir droit
Batterie de secours	Lithium-ion	Lithium-ion
Système de diagnostic SmartTek	Standard	Standard
Lieu d'origine	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS

# TWILIGHT

Le fauteuil releveur à positionnement électrique le plus avancé au monde, doté de la technologie Twilight brevetée !



Présenté en Slate

### Avantages pour la santé :

- Éleve les pieds au-dessus du cœur
- Atténue la pression sur les poumons
- Répartition du poids
- Soulage les points de pression
- Favorise une bonne posture
- Soutient la forme naturelle en "S" de la colonne vertébrale
- Disponible dans les tissus luxueux Brisa® dotés d'une technologie respirante



## Comfort Zone™ by GOLDEN

Zones de confort 1 - 5 Ce système de positionnement intègre les cinq zones de confort réglables pour créer une expérience de bien-être ultime grâce à notre technologie brevetée Twilight. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment en utilisant le système exclusif AutoDrive™ exclusive.



WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur Comfort Zone by Golden.



Phone: 800-265-9615  
www.goldentechnologies.ca



La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapissierie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with  
UL 73 and  
CSA C22.2 No. 68

Find us on  
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanda

LIT-FR-SHT-PR527-CAN-0326