






## Tissus standard :




Anchor




Bittersweet



Oxford



Port



Sandstorm

Ce tissu présente un aspect moderne et actualisé avec de riches options de couleurs. Il est doté de notre revêtement exclusif SofTouch™ avec protection anti-taches.

\* Un supplément sera appliqué pour tous les tissus croisés.

## Comforter PR531



*Comfort Zone*<sup>™</sup>  
by GOLDEN

La série Comforter de Golden a été conçue pour offrir la taille idéale et garantir un ajustement parfaitement adapté à chaque utilisateur. Notre collection emblématique, proposée en plusieurs gabarits, comprend désormais sept tailles permettant d'accueillir confortablement des personnes pesant jusqu'à 227 kg. Ces fauteuils inclinables électriques sont dotés d'un dossier revisité avec une couture élégante, de notre assise signature pour un confort et un soutien optimaux, d'un nouveau design d'accoudoirs enrichi d'un rembourrage supplémentaire pour plus de confort et de valeur, ainsi que d'accoudoirs allongés facilitant la stabilité lors de l'assise et du lever. Découvrez également nos nouveaux tissus de chenille luxueuse, parfaitement adaptés à tous les styles de décoration. Trouvez la taille qui vous convient !



## Caractéristiques standard :

- Siège Signature
- Tissus chenille luxueux
- Défense anti-taches améliorée
- Port de charge USB



Améliorez votre confort avec la chaleur thérapeutique et le massage de luxe !

## COMFORTER Series PR531



Número de modèle	PR531-PSA	PR531-MED	PR531-LAR	PR531-TAL	PR531-SXW	PR531-MXW	PR531-TXW
Taille	Petite/Small	Moyen	Large	Grande	Petit/Large	Moyen/Large	Grand/Large
Dispositif médical de classe I	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Capacité de poids	400 LB	400 LB	400 LB	400 LB	400 LB	500 LB	500 LB
Positionnement	3	3	3	3	3	3	3
Zone(s) de confort	1	1	1	1	1	1	1
Technologie Twilight ZG+	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Siège de chaise	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Siège à ressorts enséchés	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON
Type dossier	Couture	Couture	Couture	Couture	Couture	Couture	Couture
Type de dossier amovible	Boulon	Boulon	Boulon	Boulon	Boulon	Boulon	Boulon
Housse d'appui-tête	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Housses d'accouider	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Largeur globale	31,5 pouces	32 pouces	34 pouces	34,5 pouces	34 pouces	38 pouces	40 pouces
Hauteur globale	40 pouces	41 pouces	44 pouces	47 pouces	40,5 pouces	43,5 pouces	47,5 pouces
Largeur du siège	21 pouces	21 pouces	23 pouces	23 pouces	23 pouces	27 pouces	Siège 29 pouces
Du sol au haut du siège	19 pouces	20 pouces	21 pouces	22,5 pouces	19,5 pouces	20,5 pouces	22 pouces
Profondeur du siège	19 pouces	19 pouces	20,5 pouces	22 pouces	20 pouces	20,5 pouces	22 pouces
De l'assise au haut du dossier	27 pouces	27 pouces	28,5 pouces	30,5 pouces	27 pouces	29 pouces	32 pouces
De l'assise au haut de l'accouider	6 pouces	5 pouces	6 pouces	6 pouces	7 pouces	7,5 pouces	5,5 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	16 pouces	17 pouces	19 pouces	21 pouces	16 pouces	18 pouces	21 pouces
Extension inclinée du dossier du siège jusqu'à l'extrémité du repose-pieds	41 pouces	41 pouces	42 pouces	47 pouces	40 pouces	42 pouces	46 pouces
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN
Routage des commandes manuelles	Poche intérieure	Poche intérieure	Poche intérieure	Poche intérieure	Poche intérieure	Poche intérieure	Poche intérieure
Option de poche supplémentaire	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Option de massage par chaleur et vibration	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Nirvana avec l'option HeatWave	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Option technologie HeatWave	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Option appui-tête articulé	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Option lombaire réglable électriquement	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Option d'extension du repose-pieds	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Option de levage droit	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Port de charge USB	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande	Télécommande
Batterie de secours	9 volt	9 volt	9 volt	9 volt	9 volt	9 volt	9 volt
Système de diagnostic SmartTek	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Lieu d'origine	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS


## Comfort Zone™

by GOLDEN

La zone de confort 1 offre un positionnement ergonomique du bas du corps permettant à vos muscles de se détendre pour un confort durable. La zone de confort 1 peut être réglée à l'aide des deux boutons de la télécommande.



WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615www.goldentechnologies.ca



La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with UL 73 and CSA C22.2 No. 68

Retrouvez-nous sur Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

LIT-FR-SHT-PR531-CAN-0326