






Tissus standard :




Anchor (EAC)




Bittersweet (EBS)



Oxford (EOX)



Port (EPO)



Sandstorm (ESS)

Ce tissu présente un aspect moderne et actualisé avec de riches options de couleurs. Il est doté de notre système exclusif SofTouch™ avec revêtement de défense Stain.

* Un supplément sera appliqué pour tous les tissus croisés.

MaxiComforter PR535



Comfort Zone™
by GOLDEN

Le fauteuil inclinable MaxiComforter à relevage électrique est le fruit d'une longue expérience et de nouvelles améliorations. Notre collection de longue date, de petite à grande taille, dispose maintenant d'un design contemporain et de tissus moelleux ! Les nouvelles caractéristiques comprennent un nouveau style d'accoudoir avec un rembourrage supplémentaire pour plus de confort et de valeur, des accoudoirs allongés pour faciliter l'entrée et la sortie du fauteuil lorsqu'il est soulevé, un nouveau style de dossier pour un maximum de confort, et un nouveau design de couture élégant. De plus, le siège signature le plus recherché de Golden offre un soutien et un confort inégalés. Disponible dans des tissus de chenille luxueux avec une nouvelle protection contre les taches. Le confort est le fruit d'un travail sur mesure. Trouvez votre taille aujourd'hui !



Caractéristiques standard :

- Positionnement breveté MaxiComfort®
- Commande manuelle AutoDrive programmable™
- Poche supplémentaire
- Défense anti-taches améliorée

**NOUVEAU MODÈLE
LARGE**

**Capacité de poids de
600 lb !**

Série MAXICOMFORT® PR535

Numéro de modèle	PR535-PSA	PR535-MED	PR535-LAR	PR535-TAL	PR535-M26*	PR535-M28
Taille	Petite/Small	Moyen	Large	Grande	Moyen/Large	Large
Dispositif médical de classe I	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Capacité de poids	400 LBS	400 LBS	400 LBS	400 LBS	500 LBS	600 LBS
Positionnement	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Zone(s) de confort	2	2	2	2	2	2
Technologie Twilight	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Siège de chaise	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Siège à ressorts enséchés	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	NON
Type dossier	Couture	Couture	Couture	Couture	Couture	Couture
Option de dossier amovible	Support	Support	Support	Support	Support	Support
Housse d'appui-tête	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Housses d'accoudoir	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Largeur globale	32"	32"	34"	34"	38"	40"
Hauteur globale	40"	42"	43"	48"	43"	44,5"
Largeur entre les bras	21"	21"	23"	23"	27"	29"
Du sol au haut du siège	20"	20"	21"	23"	20"	20"
Profondeur du siège	19"	20"	21"	22"	20"	21,5"
De l'assise au haut du dossier	27"	28"	30"	32"	30"	30"
De l'assise au haut de l'accoudoir	6"	5"	6"	6"	5"	8"
Distance requise par rapport au mur Recliné	22"	23"	25"	26"	25"	21"
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	41"	41"	43"	45"	43"	43"
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Garantie sur le travail mécanique	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN	3 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN	1 AN
Routage des commandes manuelles	Bras intérieur	Bras intérieur	Bras intérieur	Bras intérieur	Bras intérieur	Bras intérieur
Option de poche supplémentaire	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Option de massage par chaleur et vibration	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Option technologie HeatWave	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Option appui-tête articulé	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Option lombaire réglable	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Option d'extension du repose-pieds	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Option de levage droit	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Port de charge USB	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Batterie de secours	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Système de diagnostic SmartTek	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Lieu d'origine	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS	ÉTATS-UNIS

Le système de diagnostic SmartTek® est STANDARD sur tous les modèles Golden.

Tous les fauteuils Golden sont des dispositifs médicaux de classe II.

Comfort Zone™
by GOLDEN

Comfort Zones 1 et 2 travaillent ensemble pour créer un positionnement de bien-être et de confort individualisé. Chaque Comfort Zone peut être réglée indépendamment à l'aide de la commande manuelle exclusive AutoDrive™ (*à l'exception du PR535-M26).



LOWER BODY UPPER BODY HEADREST LUMBAR TWILIGHT TILT

WE PATENTED COMFORT™



Améliorez votre confort avec la chaleur thérapeutique et le massage de luxe !



Illustré en Ancre



*Le PR535-M26 ne dispose pas de la fonctionnalité AutoDrive.



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur la Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca



La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68



Retrouvez-nous sur Facebook
www.facebook.com/goldentechcanada

SHT-PR535-CAN-0326