





Tissus standard :




Calypso (TCP)



Camel (TCM)



Hazelnut (THA)



Shiraz (TSZ)



Sterling (TST)

Ce tissu présente un aspect moderne et actualisé avec de riches options de couleurs. Il est doté de notre revêtement exclusif SofTouch™ avec protection anti-taches.

* Un supplément sera appliqué pour tous les tissus croisés.

EZ Sleeper Slim PR764



Comfort Zone™
by GOLDEN

Le fauteuil releveur EZ Sleeper Slim allie design contemporain et confort exceptionnel. Son dossier ergonomique, ses accoudoirs élégants et son coussin moelleux façon chaise longue offrent une assise raffinée et relaxante. Le siège à ressorts ensachés assure quant à lui un soutien optimal, même pendant de longues heures. Les options de positionnement sont infinies grâce à notre technologie brevetée d'inclinaison Twilight 5 zones et au positionnement MaxiComfort®, à l'appui-tête réglable et au soutien lombaire - le tout contrôlé sans effort par notre commande manuelle programmable exclusive AutoDrive™.

 GOLDEN

Caractéristiques standard :

- Technologie brevetée Twilight Tilt
- Positionnement breveté MaxiComfort®
- Appui-tête & lombaire réglables
- Commande manuelle programmable AutoDrive™
- Poche supplémentaire
- Système de diagnostic SmartTek®

 MAXI
COMFORT®
Ultimate Recline Technology

Série MAXICOMFORT® PR764

Numéro de modèle	PR764
Taille	Moyen
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	400 LB
Positionnement	MaxiComfort
Zone(s) de confort	5
Technologie Twilight	Oui
ZG+	Oui
Siège de chaise	Oui
Siège à ressorts ensachés	Oui
Type dossier	Couture
Type de dossier amovible	Libération rapide
Housse d'appui-tête	Non
Housses d'accoudoir	Non
Largeur globale	33,5 pouces
Hauteur globale	45,5 pouces
Largeur du siège	22,5 pouces
Du sol au haut du siège	20 pouces
Profondeur du siège	22 pouces
De l'assise au haut du dossier	30 pouces
De l'assise au haut de l'accoudoir	7 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	21,5 pouces
Extension inclinée du dossier du siège à l'extrémité du repose-pieds	42 pouces
Garantie à vie, cadre de chaise, cadre de levage, mécanisme d'inclinaison	Oui
Garantie sur les pièces électriques	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	Oui
Garantie sur le travail mécanique	3 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN
Routage des commandes manuelles	Poche intérieure
Option de poche supplémentaire	Standard
Option de massage par chaleur et vibration	Oui
Option technologie Heat Wave	Oui
Nirvana avec option canicule	Oui
Option appui-tête articulé	Standard
Option lombaire réglable électriquement	Standard
Option d'extension du repose-pieds	Non
Option de levage droit	Standard
Port de charge USB	Oui
Batterie de secours	Lithium-Ion
Système de diagnostic SmartTek®	Standard
Lieu d'origine	ÉTATS-UNIS



Montré en Redwood




Comfort Zone™ by GOLDEN

Zones de confort 1 - 5 Ce système de positionnement intègre les cinq zones de confort réglables pour créer une expérience de bien-être ultime grâce à notre technologie brevetée Twilight. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment en utilisant le système exclusif AutoDrive™ exclusive.



WE PATENTED COMFORT™



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur la Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca



La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment. Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapissure. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

LIT-FR-SHT-PR764-CAN-0326