



Austin UC342




Comfort Zone
by GOLDEN

Faites une pause dans votre journée bien remplie avec l'Austin de Golden. Ce fauteuil inclinable à levage électrique vous enveloppe de confort grâce à son dossier rembourré et cousu, ainsi qu'à son coussin de type chaise longue qui soutient votre corps de la tête aux pieds. Et les jours où vos muscles fatigués réclament un peu plus d'attention, il vous suffit d'activer la fonction chaleur et massage vibrant pour une expérience de détente encore plus apaisante.

Caractéristiques
standard :

- Massage thermique et vibrant
- Système de diagnostic SmartTek

Tissus standard :



Graphite (SGR)




Maple (SMA)

 **GOLDEN**

UC342 - Austin

Numéro de modèle	UC342
Taille	Méd
Capacité de poids	400 LB
Positionnement	3 positions
Zone(s) de confort	1
Technologie Eclipse	Non
Siège de chaise	Oui
Siège à ressorts ensachés	Non
Type dossier	Couture
Type de dossier amovible	Support
Largeur globale	32 pouces
Hauteur globale	41 pouces
Profondeur totale (assis)	38 pouces
Largeur du siège	21 pouces
Du sol au haut du siège	19 pouces
Profondeur du siège	21 pouces
De l'assise au haut du dossier	28 pouces
De l'assise au haut de l'accoudoir	6,5 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	17 pouces
Extension inclinée de l'arrière du siège à l'extrémité du repose-pieds	42 pouces
Garantie à vie, châssis du fauteuil, Cadre de levage, Cadre d'inclinaison, Mécanisme d'inclinaison	Oui
Garantie sur les pièces électriques	3 AN
Classé Pro de la 4e à la 7e année	Non
Garantie sur le travail mécanique	1 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN
Garantie sur le tissu et la mousse	1 AN
Housse d'appui-tête	Non
Housses d'accoudoir	Non
Levée droite	Oui
Routage des commandes manuelles	Par la poche
Poche supplémentaire disponible	Standard
Massage et chaleur Nirvana Air disponibles	Non
Technologie HeatWave disponible	Non
Massage par chaleur et vibrations disponible	2 moteurs standard
Appuie-tête articulé disponible	Non
Soutien lombaire réglable	Non
Extension repose-pieds disponible	Non
Port de charge USB	Non
Batterie de secours	Oui
Lieu d'origine	Chine



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur Comfort Zone by UltraComfort.

Système de diagnostic Smart Tek STANDARD sur tous les modèles UltraComfort



Comfort Zone™
by GOLDEN

La zone de confort 1 offre un positionnement ergonomique du bas du corps permettant à vos muscles de se détendre pour un confort durable.



WE PATENTED COMFORT™



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Aimer notre page Facebook
[Facebook.com/GoldenTechCanada](https://www.facebook.com/GoldenTechCanada)

Conçu et fabriqué à Old Forge, en Pennsylvanie. Assemblé en Chine.

La documentation est à jour au moment de l'impression. UltraComfort se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
**UL 73 and
CSA C22.2 No. 68**

SHT-UC342-CAN-0326