



BESOIN D'UN COUP DE MAIN?

Les fauteuils Golden offrent un maximum de qualité, de confort et de sécurité pour vous ou votre proche. Nos fauteuils auto-souleveurs sont fabriqués à la main à Old Forge, en Pennsylvanie. Avec la meilleure garantie du secteur, les fauteuils Golden sont dotés d'une technologie brevetée et Golden offre le plus grand choix de modèles, de tailles et de tissus. Rendez-vous dès aujourd'hui chez un commerçant pour trouver votre fauteuil Golden idéal pour votre confort!



CONTACTEZ-NOUS

www.goldentechnologies.ca



Fauteuil Auto-Souleveur
Tableau Des Tailles





LA SOLUTION IDÉALE


Trouver la solution idéale avec un fauteuil auto-souleveur Golden. Commencez par enlever votre manteau, vos chaussures et détendez-vous comme si vous étiez chez vous. Ensuite, vous devez vous asseoir avec une posture droite avec les pieds fermement posés au sol. Complétez les mesures de A à F et consultez un spécialiste dans les fauteuils Golden pour vous aider à trouver la taille idéale pour un confort personnalisé.

Pensez à offrir un fauteuil auto-souleveur comme cadeau?

C'est simple! Mesurez le fauteuil préféré du principal utilisateur et nous pouvons vous aider à trouver un fauteuil Golden qui lui ressemble!



MESURER POUR UN CONFORT PERSONNALISÉ



A - DU SIÈGE AU HAUT DU DOSSIER

Mesurez de la base du siège au sommet de la tête en pouces

B - PROFONDEUR DU SIÈGE

Mesurez de l'arrière du siège à l'arrière du genou en pouces

C - DU SOL AU SOMMET DU SIÈGE

Mesurez du sol au sommet de l'arrière du genou en pouces

D - LARGEUR ENTRE LES BRAS

Mesurer de la hanche gauche à la hanche droite en position assise et ajouter 2 pouces

E - HAUTEUR

La taille de l'utilisateur principal du fauteuil auto-souleveur

F - POIDS

Le poids de l'utilisateur principal du fauteuil auto-souleveur en livres

L'IMPORTANCE DE TROUVER LA TAILLE PARFAITE

CONFORT

Trouver la taille qui vous convient vous apportera le meilleur confort possible! Golden offre le plus grand choix de taille sur le marché!

SÉCURITÉ

Votre sécurité est notre priorité absolue! Un fauteuil auto-souleveur qui est soit trop grand ou trop petit, peut devenir un risque pour la sécurité lors des transferts. Avec un fauteuil dont la taille est correcte, vous êtes en toute sécurité lorsque que vous entrez et sortez de votre fauteuil.

LONGÉVITÉ

Saviez-vous qu'un fauteuil auto-souleveur qui soit trop grand ou trop petit, peut causer des problèmes mécaniques au fil du temps? Nous voulons vous trouver la taille parfaite pour favoriser votre confort, votre sécurité et éviter les appels de service inutiles.