



Aurore PL480



Comfort Zone
by GOLDEN

Le fauteuil relax AURORA combine un style intemporel avec un confort exceptionnel. Doté d'un dossier de soutien en biscuit et d'une assise coussinée, il est conçu pour des heures de détente. Disponible en trois tailles, ce fauteuil inclinable offre une expérience d'inclinaison transparente grâce à une simple commande manuelle à deux boutons, vous permettant de passer sans effort de la position assise à la position inclinée et à la position debout, tout en offrant un soutien complet du corps.

Tissus standard



Anchor (EAC)



Sandstorm (ESS)

Caractéristiques standard :

- Port de charge USB
- Système de[®] diagnostic SmartTek
- Disponible en trois tailles : Petit, moyen et grand
- Options de levage complet, moyen et droit

PL480 Aurora

Numéro de modèle	PL480	PL480	PL480
Taille	Petit	Moyen	Large
Dispositif médical de classe II	Oui	Oui	Oui
Capacité de poids	400 LB	400 LB	400 LB
Positionnement	3 position	3 position	3 position
Zone(s) de confort	1	1	1
Technologie Twilight	Non	Non	Non
Siège de chaise	Oui	Oui	Oui
Siège à ressorts ensachés	Non	Non	Non
Type dossier	Biscuit	Biscuit	Biscuit
Type de dossier amovible	Support	Support	Support
Largeur globale	31 pouces	33 pouces	35 pouces
Hauteur globale	40,5 pouces	42,5 pouces	45,5 pouces
Profondeur totale (assis)	37 pouces	38 pouces	41,5 pouces
Largeur du siège	20 pouces	21,5 pouces	23,5 pouces
Du sol au haut du siège	18 pouces	19 pouces	20,5 pouces
Profondeur du siège	18,5 pouces	20,5 pouces	22 pouces
De l'assise au haut du dossier	27 pouces	29 pouces	31 pouces
De l'assise au haut de l'accoudoir	7,5 pouces	6,5 pouces	7 pouces
Distance requise par rapport au mur Recliné	15 pouces	17 pouces	19 pouces
Distance entre le dossier et l'extrémité du repose-pieds en position inclinée	41 pouces	41 pouces	42 pouces
Garantie à vie, châssis de chaise, châssis de levage, châssis d'inclinaison, mécanisme d'inclinaison	Oui	Oui	Oui
Garantie sur les pièces électriques	3 ANS	3 ANS	3 ANS
Classé Pro de la 4e à la 7e année	Oui	Oui	Oui
Garantie sur le travail mécanique	1 AN	1 AN	1 AN
Garantie sur le travail électrique	1 AN	1 AN	1 AN
Garantie sur le tissu, la mousse et les ressorts ensachés	1 AN	1 AN	1 AN
Housse d'appui-tête	Non	Non	Non
Housses d'accoudoir	Non	Non	Non
Levée droite	Oui	Oui	Oui
Routage des commandes manuelles	Par la poche	Par la poche	Par la poche
Poche supplémentaire disponible	Non	Non	Non
Nirvana Air Massage & Heat Disponible	Non	Non	Non
Technologie Heat Wave disponible	Non	Non	Non
Massage par chaleur et vibrations disponible	Non	Non	Non
Appuie-tête articulé disponible	Non	Non	Non
Soutien lombaire réglable	Non	Non	Non
Extension du repose-pieds disponible	Non	Non	Non
Port de charge USB	Oui	Oui	Oui
Batterie de secours	Oui	Oui	Oui
Lieu d'origine	Chine	Chine	Chine



Système de diagnostic Smart Tek STANDARD sur tous les modèles UltraComfort



Comfort Zone™

by GOLDEN

Comfort Zone 1 delivers a traditional recline experience with a simple two-button hand control that easily glides you from sitting to reclining to standing all while enjoying full body support.



WE PATENTED COMFORT™

GOLDEN

Tel: 800-265-9615
goldentechnologies.ca

Aimez notre page Facebook
Facebook.com/GoldenTechCanada

Conçu et fabriqué à Old Forge, en Pennsylvanie. Assemblé en Chine.

La documentation est à jour au moment de l'impression. UltraComfort se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de remplissage, du rembourrage et de l'épaisseur de la tapisserie. Toutes les mesures sont prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

SHTFR-PL480-CAN-0325