



Companion 3 roues (taille moyenne) GC240

GOLDEN
Companion

Le scooter Companion offre un style élégant, des performances élevées et un démontage facile pour l'utilisateur. Les caractéristiques comprennent un ensemble d'éclairages avant et arrière avec des réflecteurs latéraux, un affichage LED de la jauge de la batterie et un timon Delta enveloppant avec mécanisme de verrouillage. Le Companion offre un excellent rapport qualité-prix pour un scooter portable à temps plein.

Couleurs standard :



Crimson Red



Azure Blue

NOUVEAU POUR 2024 !

- NOUVEAU Siège de stade à dossier haut avec couture matelassée en losange
- • NOUVELLES housses

Caractéristiques standard :

- Guide de dépannage
- Barre franche Delta avec mécanisme de verrouillage automatique
- Réglage facile du timon
- Siège coulissant réglable
- Phare LED réglable
- Piles U-1



GOLDEN Companion

GC240

Spécifications du Companion 3 roues


Model	GC240
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de poids	350 lbs
Roues motrices arrière	
Vitesse maximale 5 mph	
Rayon d'action ¹	15 miles
Garde au sol Sous pont 3.75 pouces	
Garde au sol de la boîte de vitesses/du moteur 2,5 pouces	
Rayon de braquage 37	
Type de Batteries / Air Travel Safe	2-U1 / Oui
Couleurs Rouge, bleu	
Mode roue libre Oui	
Contrôle électronique de la vitesse Oui	
Freins électromécaniques Oui	
Efficacité énergétique - Extinction automatique (mode veille) Oui	
Chargeur Portable 3,5 Amp Externe	
Contrôleur 90 Amp Dynamic Série R	
Dimensions	
Longueur	42,25 pouces
Largeur	24 pouces
Du sol au sommet du siège 22,25 - 24,30 pouces	
Du sol au sommet de la plate-forme 6,25 pouces	
Du pont au sommet du siège 16,25 - 18,25 pouces	
Nombre de positions de hauteur d'assise 3	
Taille des incréments 1 pouce	
De l'essieu avant à l'essieu arrière 30 pouces	
Poids de l'unité : (assemblé)	170,8 lbs
Pneus :	Libre plate / Sans marquage Solide
Avant	9 pouces
Arrière 10,75 pouces	
Anti-basculateurs avant et arrière 3 pouces	
Siège standard :	Dossier haut matelassé
Siège coulissant Standard	
Hauteur du dossier- sans appui-tête 18 pouces	
Largeur x Profondeur 18 x 16 pouces	
Couleur	Noir
Verrouillage du siège de transport Oui, autobloquant	
Rotation du siège de 90 degrés dans les deux sens 360 degrés	
Sièges en option :	Style du stade
Hauteur du dossier- sans appui-tête 16 pouces	
Largeur x Profondeur 20 x 18 pouces	
Couleur	Noir
Options de siège :	
Siège à élévation pneumatique Oui	
Garantie :	
Durée de vie du châssis	
Groupe motopropulseur 2 ans	
Électronique ²	2 ans

¹ L'autonomie de la batterie varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement et du terrain.

SCOOTER À 3 ROUES DE TAILLE MOYENNE




Réglage automatique et convivial de la barre franche



Barre réglable à l'infini et de conception ergonomique



Feux avant et arrière et réflecteurs latéraux pour la sécurité



Le guide de dépannage est commodément situé sous le tapis



Démontage facile !



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada