






Tissus standard :




Calypso (TCP)



Camel (TCM)



Hazelnut (THA)



Shiraz (TSZ)



Sterling (TST)

Ce tissu présente un aspect moderne et actualisé, avec un large choix de couleurs riches. Il est doté de notre revêtement exclusif SofTouch™ avec protection anti-taches.

* Un frais supplémentaire sera appliqué pour tous les tissus croisés

Relaxer PR766



Comfort Zone™
by GOLDEN

Le Relaxer est le fauteuil releveur inclinable original équipé de notre technologie brevetée MaxiComfort® Ultimate Recline Technology ! Le modèle Relaxer est un véritable favori des clients Golden. Il bénéficie désormais d'un design rafraîchi et de fonctionnalités modernes et bien pensées, telles que des accoudoirs arrondis ultra moelleux, un dossier réglable à trois coussins en cascade, un style de poche amélioré et un coussin de chaise extra large pour un meilleur soutien des jambes. Chaque fauteuil MaxiComfort® est équipé de série de notre commande manuelle exclusive AutoDrive™ 3.0 qui vous permet d'incliner le fauteuil dans votre position préférée en un clin d'œil !



Caractéristiques standard :

- Positionnement MaxiComfort® breveté
- Commande manuelle programmable AutoDrive™
- Poche supplémentaire
- Système de diagnostic SmartTek®

Série MAXICOMFORT® PR766

Numéro de modèle	PR766-SMA	PR766-MED	PR766-LAR
Taille	Petit	Moyen	Grand
Dispositif médical de classe II	OUI	OUI	OUI
Capacité de charge	400 lb	400 lb	400 lb
Positionnement	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Zone(s) de confort	2	2	2
Technologie Twilight	NON	NON	NON
Siège chaise longue	OUI	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	OUI	OUI	OUI
Type arrière	3 oreillers	3 oreillers	3 oreillers
Type à dos amovible	Boulon	Boulon	Boulon
Housse d'appui-tête	OUI	OUI	OUI
Housses pour accoudoirs	OUI	OUI	OUI
Largeur totale	34"	36"	38.5"
Hauteur totale	41.5"	44.5"	48"
Largeur du siège	18.5"	20.5"	22.5"
Du sol au sommet du siège	19.5"	20"	22"
Profondeur d'assise	19.5"	20.5"	22.5"
Siège jusqu'au haut du dossier	26"	28.5"	29.5"
Siège jusqu'au haut de l'accoudoir	6"	5"	5.5"
Distance requise par rapport au mur incliné	21"	26"	27"
Extension inclinée depuis le dossier du siège jusqu'à l'extrémité du repose-pieds	43"	44"	47"
Garantie à vie, structure du fauteuil, structure de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 ans	3 ans	3 ans
Années proportionnelles 4 à 7	OUI	OUI	OUI
Garantie sur la main-d'œuvre mécanique	3 ans	3 ans	3 ans
Garantie sur la main-d'œuvre électrique	1 an	1 an	1 an
Routage manuel	Poche intérieure	Poche intérieure	Poche intérieure
Option poche supplémentaire	Standard	Standard	Standard
Option chaleur et massage	OUI	OUI	OUI
Nirvana avec option HeatWave	NON	NON	NON
Option appui-tête articulé	NON	NON	NON
Option lombaire réglable	NON	NON	NON
Option d'extension du repose-pieds	NON	OUI	OUI
Option de levage droit	OUI	OUI	OUI
Port de chargement USB	NON	NON	NON
Batterie de secours	OUI	OUI	OUI
Système de diagnostic SmartTek	Standard	Standard	Standard
Lieu d'origine	États-Unis	États-Unis	États-Unis



Optez pour la version Deluxe avec chaleur thérapeutique et massage !



Présenté en couleur Hazelnut

Comfort Zone™
by GOLDEN



Les zones de confort 1 et 2 fonctionnent ensemble pour créer un positionnement et un confort personnalisés. Chaque zone de confort peut être réglée indépendamment à l'aide de la commande manuelle exclusive AutoDrive.



WE PATENTED COMFORT™




La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de rembourrage, du revêtement et de l'épaisseur de la moquette. Toutes les mesures ont été prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone pour en savoir plus sur Comfort Zone by Golden.



Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechnologies

LIT-SHT-FR-PR766-CAN-0326