



Présenté en Bozeman Mineral

Aspen
PL104




Comfort Zone™
by GOLDEN


Inspirée par la lune, la gamme DeLuna™ de fauteuils inclinables électriques de luxe est conçue pour vous offrir un confort apaisant et un sommeil réparateur. Le modèle Aspen affiche un look moderne avec un dossier rembourré aux coutures raffinées et un coussin de chaise offrant un excellent soutien, pour un confort de la tête aux pieds. Ses accoudoirs ouverts et élégants, accessibles par l'avant, ajoutent une fonctionnalité moderne et une grande accessibilité. Ils intègrent un chargeur sans fil pour smartphone, des ports de recharge USB et USB-C idéalement situés, ainsi qu'un porte-gobelet intégré, gardant tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Il est équipé d'un appui-tête et d'un repose-pieds réglables électriquement pour un confort durable. Le modèle Aspen est proposé dans un tissu luxueux lavable, disponible dans des couleurs s'adaptant à tous les intérieurs. Profitez de cette énergie puissante et prenez le temps de mieux vous reconnecter avec vous-même dans votre fauteuil inclinable DeLuna de Golden !



Tissus standard :



Bozeman Cub



Bozeman Mineral

Ce tissu luxueux, facile à nettoyer, présente un style moderne et tendance, disponible dans une large gamme de couleurs.

Les tissus de la catégorie
« Crossover » ne sont pas offerts.

Caractéristiques de série :

- Appuie-tête à réglage électrique
- Rallonge de repose-pieds
- Chargeur sans fil pour téléphone intelligent
- Ports de recharge USB et USB-C
- porte-gobelet intégré
- Poche supplémentaire
- Système de diagnostic SmartTek®



Série DeLUNA PL104



Référence	PL104-MED	PL104-LAR
Taille	Moyen	Grand
Capacité de charge	180 kg	180 kg
Positionnement	3	3
Zone(s) de confort	2	2
Technologie Twilight	NON	NON
Siège de type chaise longue	OUI	OUI
Siège à ressorts ensachés	OUI	OUI
Type de dossier	Couture	Couture
Dossier amovible	À retrait rapide	À retrait rapide
Housse d'appui-tête	NON	NON
Housses pour accoudoirs	NON	NON
Largeur totale	39"	41"
Hauteur totale	43"	47.5"
Largeur d'assise	21"	23"
Du sol au haut du siège	19.5"	20"
Profondeur d'assise	21"	23"
Du siège au haut du dossier	29"	33"
Du siège au haut de l'accoudoir	8"	8"
Dégagement mural requis	15"	17.5"
Extension de l'assise, de l'arrière du siège jusqu'à l'extrémité du repose-pieds	45.5"	46.5"
Garantie à vie, structure du siège, structure du mécanisme de levage, mécanisme d'inclinaison	OUI	OUI
Garantie sur les pièces électriques	3 ans	3 ans
Années de service prises en compte : de la 4e à la 7e année	OUI	OUI
Garantie sur la main-d'œuvre mécanique	3 ans	3 ans
Garantie sur la main-d'œuvre électrique	1 an	1 an
Rangement de la télécommande	Poche intérieure	Poche intérieure
Option « Poche supplémentaire »	Standard	Standard
Option de massage par chaleur et vibrations	NON	NON
Option technologique HeatWave	NON	NON
Nirvana avec l'option HeatWave	NON	NON
Option d'appui-tête réglable	Standard	Standard
Option de soutien lombaire réglable	NON	NON
Option d'extension du repose-pieds	Standard	Standard
Option « Straight Lift »	NON	NON
Port de recharge USB	Bras droit	Bras droit
Alimentation de secours	OUI	OUI
Lieu d'origine	Thaïlande	Thaïlande



Présenté au Bozeman Cub



Appui-tête électrique



Rallonge de repose-pieds



Chargeur sans fil pour téléphone



Porte-gobelet

Conçu et développé à Old Forge, en Pennsylvanie. Assemblé en Thaïlande à partir de composants Golden.

Comfort Zone™
by GOLDEN

THE HALO provides ergonomic placement of your lower body allowing muscles to relax, while a power adjustable headrest and footrest extension refine long-lasting comfort with minimal effort.



WE PATENTED COMFORT™

Les informations contenues dans cette documentation sont à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.

Les dimensions peuvent varier en fonction du tissu, du matériau de rembourrage, du revêtement et de l'épaisseur de la moquette. Toutes les mesures ont été prises sur un sol en béton à l'aide de niveaux et de règles métalliques.



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

GOLDEN
Téléphone : 800-265-9615
www.goldentechnologies.ca

Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

LIT-FR-SHT-GLDN-PL104-CAN-0926