



Couleurs standard :



Rouge



Bleu

Buzzaround GB121B-STD 3 roues GB124A-STD 4 roues



La nouvelle génération de la populaire série de scooters Buzzaround est maintenant disponible ! Le Buzzaround XL offre des caractéristiques standard améliorées pour rendre votre expérience de conduite meilleure que jamais. Il est doté d'une barre Delta enveloppante plus grande, d'une garde au sol plus élevée de 3,5" et d'une autonomie accrue pouvant atteindre 10 miles avec les batteries standard de 12 AH. Passez à la nouvelle option de batterie à autonomie étendue XR pour un kilométrage encore plus important ! Le Buzzaround XL offre également un nouveau siège stylé et profilé de style stade pour plus de confort et une plus grande tolérance à l'assise. Ce scooter se démonte en quelques secondes en seulement quatre étapes faciles, ce qui rend son transport d'une destination à l'autre un jeu d'enfant

Caractéristiques :

- Capacité de poids de 300 lb
- Amélioration de la conduite
- Plage de fonctionnement accrue
- Une plus grande garde au sol
- Phare LED à angle réglable
- Port USB sur la barre
- Porte-téléphone et porte-boissons
- Démontage rapide et facile

Mise à niveau avec la NOUVELLE option de batterie à autonomie étendue XR !

(Emballé séparément comme accessoire mais livré avec l'appareil.)





SCOOTER PORTABLE LÉGER

Éléments	GB121B-STD	GB124A-STD
Description	XL	XL
Code de l'assurance-maladie	K0800	K0800
Capacité de poids	300 lbs.	300 lbs.
Roues motrices	Arrière	Arrière
Vitesse maximale	4 mph	4 mph
Plage de fonctionnement		
jusqu'à ¹	10 miles/18 miles	10 miles/18 miles
Dégagement sous le pont	4"	4"
Rayon de braquage	37,5"	44"
Type de batteries	2-12 AH / 2-22 AH	2-12 AH / 2-22 AH
Couleurs	Rouge, bleu	Rouge, bleu
Mode roue libre	Oui	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui	Oui
Freins électromécaniques	Oui	Oui
Chargeur	Externe	Externe
Contrôleur	50 Amp	50 Amp
Dimensions		
Longueur	41"	40"
Largeur	20"	20"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	33.75"-35.25"	33.75"-35.25"
Du sol au sommet du siège	21.75"-23.25"	21.75"-23.25"
Du sol au sommet du pont	5"	5"
Du pont au sommet du siège	16.5"-18"	16.5"-18"
N° de positions en hauteur du siège	3	3
Taille des incréments	.75"	.75"
Essieu avant à essieu arrière	31.5"	30.50"
Poids de l'unité : (assemblé)³	93 lbs.	98 lbs.
Moitié avant	32 lbs.	37 lbs.
Moitié arrière	24 lbs.	24 lbs.
Siège avec accoudoirs	21 lbs.	21 lbs.
Batteries	16 lbs./30 lbs.	16 lbs./30 lbs.
Pneus :	Solide, profil bas	Solide, profil bas
Avant	7.5"	7.5"
Arrière	8"	8"
Roues arrière anti-basculement	2"	2"
Siège standard	Style stade	Style stade
Hauteur du dossier du siège		
- pas d'appui-tête	14.75"	14.75"
Largeur x Profondeur	17"x 14.5"	17"x 14.5"
Couleur	Vinyle noir	Vinyle noir
Garantie :		
Châssis	Garantie à vie	Garantie à vie
Groupe motopropulseur	Garantie 2 ans	Garantie 2 ans
Électronique ²	Garantie 2 ans	Garantie 2 ans
Batteries	Garantie 1 an	Garantie 1 an

¹ L'autonomie de la batterie est de 200 lb et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type de batterie

² La garantie de l'électronique exclut les batteries.



GB124A-STD 4 Wheel



Se démonte en 5 pièces !

modèle à 4 roues illustré



Un port de chargement de la batterie est commodément situé sur la barre, sous le panneau de commande.



Tél : 800-624-6374

Fax : 800-628-5165

www.goldentech.com



www.facebook.com/goldentechnologies