



Buzzaround GB150 à 4 roues



La nouvelle génération du célèbre quadriporteur Buzzaround XL est désormais disponible ! Le nouveau GB150 propose des caractéristiques de série améliorées pour une expérience de conduite inégalée. Il est doté d'un large guidon Delta enveloppant et d'une garde au sol supérieure de 3,5 pouces. Le modèle XL est également équipé d'un nouveau siège de type stade avec dossier en maille profilée, offrant un confort optimal et une meilleure circulation de l'air. Le tableau de bord à DEL en couleur comprend des indicateurs de vitesse et de batterie, tandis que le panier avant intègre un porte-gobelet pratique. Le GB150 est propulsé par notre technologie novatrice MicroTurn™, offrant un rayon de braquage impressionnant de 99 cm pour manœuvrer facilement, même dans les espaces les plus restreints !



Couleurs standard :



Red Velvet
(Installé)



Coastal Blue
(Contenu de la
boîte)

Des couleurs éclatantes !

**TOUT
NOUVEAU**
**Un style sport aux
finitions noires !**

**Technologie
MicroTurn™ !**

Caractéristiques de série :

- Capacité de poids accrue : 147 kg
- Expérience de conduite améliorée
- Le rayon de braquage d'un triporteur avec la stabilité d'un quadriporteur
- Console à DEL en couleur avec indicateur de batterie et compteur de vitesse
- Garde au sol supérieure
- Éclairage à DEL avant et arrière
- Suspension avant et arrière
- Accoudoirs rabattables, réglables en largeur et en inclinaison
- Ports USB-A et USB-C sur le guidon
- Support pour téléphone cellulaire
- Panier avant avec poignée de transport et porte-gobelet
- Démontage simple et rapide



Référence GB150

Description XL

Dispositif médical de classe I : Oui

Capacité de charge : 147 kg

Roues motrices : arrière

Vitesse maximale : 7 km/h

Autonomie : jusqu'à 29 km

Garde au sol : 3,5 pouces

Rayon de braquage : 39 pouces

Type de batteries : 2 à 12 Ah

Couleurs : rouge, bleu

Mode roue libre : Oui

Régulateur de vitesse électronique : Oui

Freins électromécaniques : Oui

Chargeur : externe

Contrôleur : 50 A

Dimensions

Longueur : 106,7 cm

Largeur : 56 cm

Hauteur

(du sol au haut du dossier) : 35,5 à 37,5 pouces

Du sol au haut du siège : 52-57 cm

Du sol au sommet du pont : 15 cm

Du plancher au haut du siège : 36,8 cm à 41,9 cm

Nombre de positions de réglage en hauteur du siège : 3

Taille des incréments : 1 pouce

Distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière : 30,6 po

Poids de l'unité : (montée) : 48,2 kg

Partie avant : 19,2 kg

Partie arrière : 12,7 kg

Siège avec accoudoirs : 7,3 kg

Batteries : 8 kg

Pneus : Mousse de polyuréthane (PU)

Avant 8"

Arrière 8"

Roues anti-basculement arrière de 2 pouces

Siège standard de type stade avec dossier en maille

Hauteur du dossier

- sans appui-tête : 43 cm

Largeur x Profondeur : 40,6 cm x 39,4 cm

Couleur : Noir

Garantie :

Garantie à vie : sur le cadre

Garantie de 2 ans : sur la transmission

Électronique : garantie de 2 ans

Batteries : garantie d'un an

¹ Autonomie calculée pour un poids de 90 kg ; celle-ci peut varier en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et de l'état de la batterie.

² La garantie sur les appareils électroniques ne couvre pas les batteries.



microTURN

NOUVEAU ! Le GB150

doté de la technologie

MicroTurn offre un

rayon de braquage

impressionnant de 39 po !



Se démonte en 5 parties !



Console à DEL en couleur avec indicateurs de batterie et de vitesse

GOLDEN

Téléphone : 800-265-9615

www.goldentechnologies.ca



Retrouvez-nous sur
Facebook

www.facebook.com/goldentechcanada

Les informations contenues dans cette documentation sont à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.