

OPTEZ POUR LA LÉGÈRETÉ. ALLEZ PLUS LOIN. VIVEZ PLEINEMENT.

La structure légère en fibre de carbone, le pliage en une seule étape et le rangement vertical compact font du CricketTM un compagnon idéal pour les voyages, les déplacements et les aventures du quotidien.



Dispositif médical de classe I

*Sans batterie, manette, coussin ni sac.



LÉGER
FIBRE DE CARBONE



300 LB.
CAPACITÉ DE CHARGE



COUSSIN EN MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME



APPROUVÉ
POUR L'AVION

 **GOLDEN**[®]

La liberté en toute légèreté. La confiance au quotidien.

Pliez-le en toute simplicité. Rangez-le plus intelligemment.

Partez plus loin.

La structure légère en fibre de carbone, le pliage en une seule étape et le rangement vertical compact font du Cricket™ un compagnon idéal pour les voyages, les déplacements et les aventures du quotidien.



Dimensions une fois plié :
30,2 pouces x 22,25 pouces x
14 pouces
sans le coussin en mousse à
mémoire de forme

PLIAGE FACILE

Un pliage compact en une seule étape transforme le Cricket en un kit de voyage prêt à l'emploi en quelques secondes. Se plie à plat. Se range debout. Idéal pour voyager.



COMMANDE INTUITIVE

Manette de contrôle compacte avec port de recharge USB.



CONFORT AU QUOTIDIEN

Coussin amovible en mousse à mémoire de forme, aux contours ergonomiques.



PRÊT POUR LE VOYAGE

Sac de transport protecteur inclus.



TRANSFERTS FACILES

Les accoudoirs rabattables facilitent les transferts.



COMPACT

Se tient debout pour un rangement facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro de modèle	GP302
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de charge	300 livres
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	3,7 mph
Autonomie ¹	9,3 mi
Garde au sol	2,6 po
Rayon de braquage	22 po
Type de batteries	12 Ah, 24 V, lithium-ion
Couleur	Fibre de carbone noire
Mode roue libre	Oui
Régulateur de vitesse électronique	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Externe
Contrôleur	35 A

DIMENSIONS

Longueur	36,6 po
Largeur	22,4 po
Hauteur (du sol au sommet du dossier)	36,5 po
Du sol au haut du siège	19,3 po

POIDS

Poids de l'unité : (assemblé)	39,3 livres
Poids de l'unité : (sans accessoires)*	33,2 livres
Batteries	3,8 livres

PNEUS

Pneus	Pneus increvables
Roues motrices (arrière)	8,5 po
Roulettes (avant)	7 po
Roulettes antibasculante arrière	1,6 po

SIÈGE STANDARD

Hauteur du dossier	19,3 po
Largeur x Profondeur	18 po x 18 po
Couleur	Noir

REPOSE-PIEDS

Repose-pieds	Oui
--------------	-----

GARANTIE

Cadre	5 ans
Groupe motopropulseur	13 mois
Électronique ²	13 mois
Batterie	1 an

¹ L'autonomie de la batterie a été testée avec une charge de 200 lb et peut varier en fonction du poids de l'utilisateur, de la surface de conduite, du terrain et du type de batterie.

² La garantie sur les composants électroniques ne couvre pas les batteries.
*hors batterie, manette, coussin et sac.