

OPTEZ POUR
LA LÉGÈRETÉ.
PLIEZ-LE
RAPIDEMENT.
DÉPENSEZ MOINS.

SEULEMENT
25,8 lb*
poids net
CAPACITÉ DE
300 lb*

Structure légère en fibre de carbone.
Confort de la mousse à mémoire de forme INCLUS.
Conception à rabat latéral qui reste sur ses roues pendant le chargement et le déplacement sans effort, et la liberté au quotidien.



Dispositif médical de classe I

*Sans coussin, batterie ni porte-boisson.



FIBRE DE
CARBONE
LÉGÈRE



CAPACITÉ
DE
300 LB



COUSSIN EN
MOUSSE À
MÉMOIRE DE
FORME INCLUS



ADAPTÉ
AUX
VOYAGES
AÉRIENS

 **GOLDEN®**

Conçu pour la liberté au quotidien

Voyagez plus léger. Pliez-le plus facilement. Déplacez-vous en toute confiance.

Une structure légère en fibre de carbone, un système innovant de pliage latéral, le confort de la mousse à mémoire de forme et des fonctionnalités bien pensées pour le quotidien s'allient dans un fauteuil roulant électrique conçu pour une mobilité sans effort.



Plié
Vue de face
avec coussin de
base

PRÊT POUR LE VOYAGE

Sa conception compacte de 12 pouces à pliage latéral lui permet de rester sur ses roues pour faciliter le chargement, le transport et le stockage.

Batterie lithium-ion à montage latéral homologuée par les compagnies aériennes.



ALIMENTATION PORTABLE

Sac de transport GRATUIT pour la batterie, pour un rangement pratique.



CONFORT AU QUOTIDIEN

Coussin en mousse à mémoire de forme OFFERT et porte-boisson intégré.



TRANSFERTS FACILES

Les accoudoirs rabattables facilitent les transferts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	GP309
Dispositif médical de classe I	Oui
Capacité de charge	300 livres
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	3,7 mph
Autonomie ¹	9,5 miles
Garde au sol	1.25"
Rayon de braquage	29.5"
Type de batterie(s)	10 Ah, 24 V, lithium-ion
Couleur	Fibre de carbone noire
Mode roue libre	Oui
Régulateur de vitesse électronique	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Externe
Contrôleur	35 ampères

DIMENSIONS

Longueur	36"
Largeur	24"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	33"
Du sol au haut du siège	19"

POIDS

Poids de l'unité : (livré assemblé avec un coussin en mousse à mémoire de forme)	31,3 livres
Poids de l'unité : (monté avec le coussin de base)	29,5 livres
Poids de l'unité : (sans accessoires)*	25,8 livres
Batterie	3 livres.

PNEUS

Pneus	Pneus pleins
Roues motrices (arrière)	11"
Roulettes (avant)	6.5"
Roues anti-basculement arrière	2"

SIÈGE STANDARD

Hauteur du dossier - sans appui-tête	16,4"
Largeur x Profondeur	18" x 18"
Couleur	Noir

GARANTIE

Cadre	5 ans
Système d'entraînement :	13 mois
Électronique ²	13 mois
Batterie	1 an

¹ L'autonomie de la batterie a été testée avec une charge de 200 lbs. Elle peut varier en fonction du poids de l'utilisateur, de la surface de roulement, du terrain et du type de batterie.

² La garantie sur les appareils électroniques ne couvre pas les batteries.
*Hors batterie, coussin et porte-boisson.